

ビュッヒの「ECOプロジェクト」 V-700キャンペーン



大人気シリーズ「PTFE ダイアフラム真空ポンプ V-700 シリーズ」を期間中、特別価格にてお試しください。

ビュッヒのポンプは
ここが違う！



ポイント
1 低振動・低ノイズ
コンパクトで頑丈


ポイント
2 ECO²モード搭載
無駄な電力・動作をなくし効率化

ポイント
3 洗浄が簡単！
ガラスウィンドウより汚れ確認



¥250,000を**¥219,000**で

ガラスウィンドウよりダイアフラムの汚れが簡単に確認できます。汚れた場合の洗浄も簡単に！



デシケーターや
真空乾燥機の真空源に

吸引濾過に

ロータリーエバポレーターに



省エネ
モード

- 溶媒が入ってもダイアフラムなので問題なし！
- 粉が入っても窓から確認後に洗浄可能！



省エネ
モード

- 任意のパワーに設定可能！効率良く吸引濾過が行えます！



省エネ
スピードコントロール
モード

- ロータリーエバポレーターに最適。ビュッヒは世界で唯一の「エバポとポンプ」を供給しているメーカーです。

1 V-700 ECO 単体



真空乾燥・真空オープンご利用の方に！
連続真空 ECO タイプ

V-700の特長

- ① 真空乾燥、真空オープンなどに最適の省エネ&省スペースポンプ
- ② コックで真空調整のシンプルタイプ

省エネ
モード

| 品番 | 品名 | 標準価格 | キャンペーン価格 |
|-------|-----------|----------|----------|
| 71000 | V-700 ECO | ¥250,000 | ¥219,000 |

2 V-700 ECO マノメーターセット



シンプル減圧調節タイプ！
真空メーターとマニュアル調節でシンプル減圧蒸留を可能に

V-700Mの特長

- ① ニードルバルブ付真空計での減圧調整可能な省エネ&省スペースポンプ
- ② 低価格で簡単、真空制御タイプ

省エネ
モード

| 品番 | 品名 | 標準価格 | キャンペーン価格 |
|-------|-----------------|----------|----------|
| 71100 | V-700 マノメーターセット | ¥308,000 | ¥258,000 |

3 V-701 コンデンサーセット



連続真空 ECO タイプ！
溶媒回収用コンデンサー付

V-701の特長

- ① 省エネ&省スペース溶媒回収ポンプ
- ② 溶媒回収用コンデンサー搭載の2次トラップタイプ

省エネ
モード

| 品番 | 品名 | 標準価格 | キャンペーン価格 |
|-------|-----------------|----------|----------|
| 71001 | V-701 コンデンサーセット | ¥375,000 | ¥325,000 |

4 V-702 アドバンスウルフピンセット



デジタル真空制御タイプ！
真空度をイージーダイヤルで簡単設定

V-702の特長

- ① バキュームコントローラーV-850搭載
- ② 高精度の真空制御ができ、突沸を抑え、一定値で安定した真空度の自動維持が行え省エネ (5、6セットも同様)

省エネ
スピードコントロール
モード

| 品番 | 品名 | 標準価格 | キャンペーン価格 |
|-------|---------------------|----------|----------|
| 71210 | V-702 アドバンスウルフピンセット | ¥510,000 | ¥460,000 |

5 V-703 アドバンスフルセット



ロータリーエバポレーター、
多検体エバポレーターユーザーにも最適！
デジタル真空制御の溶媒回収装置

V-703の特長

- ① バキュームコントローラーV-850と溶媒回収用コンデンサーを搭載したフルスペックモデル
- ② このサイズでデジタル真空制御と溶媒回収付。驚くほどコンパクトな省エネ&省スペースポンプ

省エネ
スピードコントロール
モード

| 品番 | 品名 | 標準価格 | キャンペーン価格 |
|-------|------------------|----------|----------|
| 71211 | V-703 アドバンスフルセット | ¥620,000 | ¥570,000 |

6 V-703 PRO プロフェッショナルセット



ロータリーエバポレーター、
多検体エバポレーターの高度な真空制御に！
グラジエント(ステッププログラム)/自動蒸留機能付

V-703 PROの特長

- ① バキュームコントローラーV-855と溶媒回収用コンデンサーを搭載したプロフェッショナルタイプ
- ② 減圧ステップの設定(グラジエント機能)ができ、突沸と溶媒回収率が向上
- ③ 自動蒸留モードはエバポレーターを問わず対応(EasyVacモード)

省エネ
スピードコントロール
モード

| 品番 | 品名 | 標準価格 | キャンペーン価格 |
|-------|------------------------|----------|----------|
| 71311 | V-703 PRO プロフェッショナルセット | ¥700,000 | ¥650,000 |

● このカタログに記載の価格および仕様、外観は2011年12月現在のものです。 ● 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。 ● カatalogの色と実際の製品の色とは、印刷のため多少異なる場合があります。 ● 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。 ● ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。 ● 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

SIBATA 製品のご寿命は

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-471-5515
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-308-6344
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590