

close



## 製品詳細

### ダストフィーダー DF-3型

#### 製品情報

■ 大カテゴリ	動物・環境試験装置/化学プラント装置
■ 小カテゴリ	発生器
■ 品目コード	080180-3
■ 型式	DF-3
■ 製品名	ダストフィーダー DF-3型
■ 価格(税別)	1,380,000円

#### 製品詳細



#### 概要

本装置は、ターンテーブル方式の特徴を生かした小型の粉じん発生装置です。粉体はホッパーより供給されるため、取扱が容易になりました。医薬品の安全性試験(動物吸入実験)や粉じん環境試験装置の粉じん発生装置として適しています。

#### 特徴

- 長時間のエアロゾルの発生が可能
- デジタル設定により発生量を可変
- コントロールユニットMR-632型との連結により濃度制御が可能
- 用途
  - ・粉じん環境試験(ばく露試験)
  - ・粉体関連機器の物性、性能試験
  - ・防じんマスク(呼吸保護具)の保守、性能試験
  - ・標準粒子の試験、研究・動物実験(粉じん吸入実験)

#### 仕様

発生量	max. 1g/min(ターンテーブルTA-31)
エアロゾル流量	40~80L/min
ホッパー容量	約600mL
発生時間	連続8時間(発生量0.5g/min)
タイマー	~99時間 任意設定

<b>一次側空気</b>	圧力0.2MPa以上 流量40L/min
<b>電源</b>	AC100V、50/60Hz、2A
<b>寸法・質量</b>	520(W) × 320(D) × 460(H)mm 28kg

※本装置にはエアークOMPレッサ一およびクリーンエア一ユニットが別途必要です。

Copyright © SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. All rights reserved.