

close 



製品詳細

オゾン発生装置

製品情報

大カテゴリ

動物・環境試験装置/化学プラント装置

小カテゴリ

発生器

品目コード

型式

製品名

オゾン発生装置

価格(税別)

400,000円

製品詳細



ポータブル式

ラックマウント式

特徴

- 電極空冷方式のため取扱いが容易です。
- オゾン濃度計との組合せで比例制御ができます。
- オゾン濃度を広範囲に発生させられます。

仕様

発生方式	石英管無声放電方式
原料ガス	乾燥空気または酸素ボンベ
オゾン発生量	0.5g/h(酸素原料)
風量	~5L/min
電源	AC100V 0.5A

※ポータブル式、ラックマウント式の両方を用意しています。

Copyright © SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. All rights reserved.