

概要

粉じん測定

環境測定
セット

大気降下物

マスク試験

粉じん試験

ミニポンプ

エア
サンプラーアスベスト
測定

ろ紙

ガス固体
捕集ガス液体
捕集ガス直接
捕集

風速測定

温熱測定

照度

水質測定

残留塩素

濁度・色度・
透視度

細菌試験

有効塩素

油脂検査

水分活性

参考資料



PTFEバインダーフィルター “TF98”

Glass Fiber Filters, TF98 type

フッ素樹脂処理をほどこしたガラス繊維フィルターです。
吸湿性が少なく、約98%の捕集効率(0.3 μ mDOP粒子)を保ちつつ、圧力損失量を抑えています。
作業環境測定等の浮遊粉じんのサンプリングに適しています。
 ϕ 10~ ϕ 110mmまで、8種類の直径のフィルターを標準品として揃えています。

品目コード	規格	入数	価格¥ SH
080130-98010	ϕ 10mm	100	20,400
-98020	ϕ 20mm	100	20,400
-98025	ϕ 25mm	100	17,600
-98035	ϕ 35mm	100	20,400
-98047	ϕ 47mm	100	22,400
-98055	ϕ 55mm	100	25,000
-98080	ϕ 80mm	100	50,000
-98110	ϕ 110mm	50	32,800

ガラス繊維フィルター 特殊フィルター

Glass Fiber Filters, Special Filters

品目コード	品名	用途	価格¥	SH
080150-3	ϕ 55mm ガラス繊維フィルター AP-2005500 100枚入	SL-30N	6,500	SH
A80150-002	ϕ 25mm ガラス繊維フィルター AP-2002500 100枚入	PS-33, PM4サンプラーセットC30	6,000	SH
080130-031	ϕ 110mm ガラス繊維フィルター GB100R-110A 100枚入	HV-500R, HV-500F	31,000	SF
-032	ϕ 110mm ガラス繊維フィルター GB100R-110B スリット付 100枚入	HV-500R, HV-500F 10 μ m分粒装置用	23,000	SF
A80130-002	ϕ 47mm 石英繊維フィルター QR-100 100枚入		23,000	SH
080130-034	ϕ 110mm 石英繊維フィルター QR-100 100枚入	HV-500R, HV-500F, HV-500RD, HV-500FD	49,000	SH
-051	203mm \times 254mm ガラス繊維フィルター GB100R-810A 50枚入	HV-RW, HV-1000R, HV-1000F	47,000	SH
-052	126mm \times 166mm ガラス繊維フィルター GB100R-810B スリット付 100枚入	HV-RW, HV-1000R, HV-1000F 10 μ m分粒装置用	58,080	SH
-053	203mm \times 254mm 石英繊維フィルター QR-100 50枚入	HV-RW, HV-1000R/F, HV-700R/F, HV-100F, HV-500RD1/FD1	70,000	SH
A80110-001	ϕ 60mm \times 2t 活性炭含浸フィルター CP-20 100枚入	放射性ヨウ素サンプラー	24,000	SH
-004	ϕ 55mm \times 2t 活性炭含浸フィルター CP-20 100枚入	〃	24,000	SZ
-002	ϕ 60mm \times 20t 活性炭カートリッジ CHC-50 10コ入	〃	20,000	SH
080140-025	ϕ 25mm メンブレンフィルター AAWP-02500 100枚入	AS-510, APS-6, APS-7, APS-1	13,500	SH
-047	ϕ 47mm メンブレンフィルター AAWP-04700 100枚入	AS-100	20,500	SH
080150-0252A	ϕ 30 \times 50mm ポリウレタンフォーム 10コ入	PSD-25H	11,500	SH



活性炭繊維フィルター

Charcoal Fiber Filter (KF-P-175)


繊維状の活性炭を含むフィルターです。

品目コード	品名	規格	価格¥ SH
080130-057	活性炭繊維フィルター	ϕ 47mm 100枚入	18,000
-056A	活性炭繊維フェルト	ϕ 84mm 10枚入	15,000
-138	活性炭フェルト	ϕ 47mm 100枚入 アクリルアミド捕集用	72,000

各種ろ紙クリップ

Filter Clips

品目コード	用途	規格	価格¥ SH
080050-552	ローボリウム用	φ55mmろ紙用 10組ケース入 フィルター有効径φ43.7mm	42,000
-472	ローボリウム用	φ47mmろ紙用 10組ケース入 フィルター有効径φ35.5mm	42,000
-473	アスベスト用	φ47mmメンブレンフィルター用 10組入 格納箱入 フィルター有効径φ35mm	42,000
-474	アスベスト用	φ47mmメンブレンフィルター用 5組 格納箱無し フィルター有効径φ35mm	20,000
080120-013	ローボリウム用	φ35mmろ紙用 10組入 ガラス捕集板10枚付 フィルター有効径φ25mm	46,000
080130-0871	HV-500R/-500F 型用	φ110mmろ紙用 フィルター有効径φ100mm	30,000
080120-015A	異径アダプター用	φ25mmろ紙用 10組ケース入 フィルター有効径φ21mm	42,000



粉じん捕集板

Dust Collection Plates

品目コード	品名	用途	価格¥	
080130-033	金属捕集板セット5枚入 グリス、グリスガイド、フィルターケース、格納箱付	HV-500R-4S HV-500F-4S	23,000	SF
080150-0481A	φ25SUS捕集板 10枚入	NWPS-254	3,000	SH
-0482A	φ25ガラス捕集板 10枚入	NW-354	2,600	SH



概要

粉じん測定

環境測定
セット

大気降下物

マスク試験

粉じん試験

ミニポンプ

エア
サンプラー

アスベスト
測定

ろ紙

ガス固体
捕集

ガス液体
捕集

ガス直接
捕集

風速測定

温熱測定

照度

水質測定

残留塩素

濁度・色度・
透視度

細菌試験

有効塩素

油脂検査

水分活性

参考資料