


# 無色透明と2種類の紫外線 (400nm, 520nm) カット用 プラスチック製デシケーター



## エコノミーデシケーター

Economy Desiccators

新素材「ハーツラスFS」を採用したプラスチックデシケーターです。

- 吸湿剤の受皿付
- 無色透明タイプと紫外線400nmカット、520nmカットの3種

### 仕様

タイプ	縦タイプ	横タイプ
有効内寸 mm	287 (W) × 290 (D) × 487 (H)	487 (W) × 290 (D) × 287 (H)
棚板	アクリル製	
棚耐荷重	2kg / 枚	
棚板間隔	一段目50mm、他は90mm間隔で調節可能	

## エコノミーデシケーター 縦タイプ

Economy Desiccators, Vertical type

品目コード	型式	紫外線カット	棚数	外寸法 (W×D×H) mm	価格¥ SE
047550-11	EC-11	—	3	300×345×525	19,000
-12	EUV-12	400nm	3		38,000
-13	EUV-13	520nm	3		38,000

## エコノミーデシケーター 横タイプ

Economy Desiccators, Horizontal type

品目コード	型式	紫外線カット	棚数	外寸法 (W×D×H) mm	価格¥ SE
047550-21	EC-21	—	2	500×345×335	23,000
-22	EUV-22	400nm	2		38,000
-23	EUV-23	520nm	2		38,000

## ドライデシケーター

Automatic Dry-up Desiccators

除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。

### 特徴

- 消費電力は3Wと非常に経済的
- 除湿ユニットには駆動部がなく静音設計
- 庫内の湿気は気体として外部に放出

### 仕様

タイプ	縦タイプ	横タイプ
有効内寸 mm	285 (W) × 275 (D) × 485 (H)	485 (W) × 275 (D) × 285 (H)
棚耐荷重	2kg / 枚	
棚板間隔	一段目50mm、他は90mm間隔で調節可能	
質量	6.5kg	
電源	AC80~240V 50/60Hz 平均消費電力3W	

## ドライデシケーター 縦タイプ

Automatic Dry-up Desiccators, Vertical type

品目コード	型式	紫外線カット	棚数	外寸法 (W×D×H) mm	価格¥ SE
047560-11	DC-11	—	3	330×345×525	45,000
-12	DUV-12	400nm	3		65,000
-13	DUV-13	520nm	3		65,000

※シリカゲル皿1枚付です。

## ドライデシケーター 横タイプ

Automatic Dry-up Desiccators, Horizontal type

品目コード	型式	紫外線カット	棚数	外寸法 (W×D×H) mm	価格¥ SE
047560-21	DC-21	—	2	530×345×335	47,000
-22	DUV-22	400nm	2		65,000
-23	DUV-23	520nm	2		65,000


※シリカゲル皿1枚付です。

理化学用  
ガラス  
接水管・栓  
ピーカー・  
フラスコ  
セパラブル  
試験管・  
沈殿管  
連結管  
受器  
トラップ  
分留管・  
冷却器  
公定分析  
(JIS)  
公定分析  
(衛生試験)  
公定分析  
(局方他)  
公定分析  
(ガラス部品)  
カラム  
分液ロート・  
ガラスロート  
ろ過器  
メンブレン  
フィルター  
びん  
デシケーター  
培養容器  
粘度計  
体積計に  
ついて  
ピペット  
メスシリンダー・  
メスフラスコ  
ビュレット  
分注器一覧  
ハンディ  
ピペット  
卓上型分注器  
実験用  
補助器具

### ■分光特性

ハーツラスFSは400nmカットタイプ、520nmカットタイプとも0.01%以下の透過率になっています。

とくに400nmカットタイプのモデルは、ほぼ透明の状態に近く、デシケーター内にある保存物をはっきり観察することが可能です。



理化学用  
ガラス

接手管・栓

ピーカー・  
フラスコ

セパラブル

試験管・  
洗殿管

連結管

受器

トラップ

分留管・  
冷却器公定分析  
(JIS)公定分析  
(衛生試験)公定分析  
(局方他)公定分析  
(ガラス部品)

カラム

分液ロート・  
ガラスロート

ろ過器

メンブレン  
フィルター

びん

デシケーター

培養容器

粘度計

体積計に  
ついて

ピペット

メスシリンダー・  
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ  
ピペット

卓上型分注器

実験用  
補助器具

017410-

## ねじ口デシケーター 中板、プラスチックキャップ付 GL-32 DURAN®

Desiccators, Scheibler, screw thread on cover with plastic screw cap

品目コード	呼称	全高 mm	中板の上高さH mm	質量kg	価格¥ SC
017410-150	150	(239)	(81)	2.5	25,000
-200	200	(296)	(115)	5.3	33,000
-250	250	(344)	(120)	6.5	45,000
-300	300	(420)	(150)	7.3	63,000

※全高にはキャップを含みません。

※寸法と容量は405ページをご参照ください。



017430-

## ねじ口デシケーター 上口 コック付、中板、プラスチックキャップ付 GL-32 DURAN®

Desiccators, Scheibler, screw thread on cover with plastic screw cap with stopcock

品目コード	呼称	全高 mm	中板の上高さH mm	質量kg	価格¥ SC
017430-150	150	(239)	(81)	2.6	32,000
-200	200	(296)	(115)	5.4	40,000
-250	250	(344)	(120)	6.6	49,000
-300	300	(420)	(150)	7.3	68,000

※全高にはキャップ、コック部を含みません。

※吸引口径はφ8mmです。

※寸法と容量は405ページをご参照ください。



017440-

## ねじ口デシケーター 上口 横口 コック付、中板、プラスチックキャップ付 GL-32 DURAN®

Desiccators, Scheibler, screw thread on cover and base with plastic screw cap, stopcock and socket on the cover and side

品目コード	呼称	全高 mm	中板の上高さH mm	質量kg	価格¥ SC
017440-150	150	(239)	(81)	2.6	49,000
-200	200	(296)	(115)	5.5	53,000
-250	250	(344)	(120)	6.7	59,000
-300	300	(420)	(150)	7.4	83,000

※全高にはキャップ、コック部を含みません。

※それぞれの吸引口径はφ8mmです。

※寸法と容量は405ページをご参照ください。



017450-

## ねじ口デシケーター 横口 コック付、中板、プラスチックキャップ付 GL-32 DURAN®

Desiccators, Scheibler, screw thread on cover and base with plastic screw cap, stopcock and socket on the cover and side

品目コード	呼称	全高 mm	中板の上高さH mm	質量kg	価格¥ SC
017450-150	150	(239)	(81)	2.6	45,000
-200	200	(296)	(115)	5.4	49,000
-250	250	(344)	(120)	6.6	55,000
-300	300	(420)	(150)	7.3	78,000

※全高にはキャップを含みません。

※吸引口径はφ8mmです。

※寸法と容量は405ページをご参照ください。



## 注意事項

- ・容器内を減圧される時は、弱い力でゆっくりと減圧してください。
- ・ガラスに傷があれば破損しますので、十分確認してからご使用ください。
- ・電気炉などで熱せられたルツボなどをそのまま入れると、熱衝撃で中板が破損しますのでご注意ください。

※キャップは上口、横口の両方ともGL-32です。

※デシケーターの中板は磁製です。

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては280ページをご参照ください。

ふたのみ ねじロデシケーター用 GL-32 DURAN®

Desiccator, Opening Cover Only

品目コード	適用(呼称)	ふた高さ mm	価格¥ SC
017420-1501	150用	85	13,500
-2001	200用	94	15,500
-2501	250用	109	19,500
-3001	300用	137	37,000

※プラスチックキャップは付いていません。  
 ※品目コード017410-、017430-、017440-、017450-に共通で使用できます。




017420-

中板のみ ねじロデシケーター用

Desiccator Plate, Porcelain

品目コード	適用(呼称)	価格¥ SH
017460-1501	150用	800
-2001	200用	1,700
-2501	250用	1,900
-3001	300用	3,600

※材質は磁製です。  
 ※品目コード017410-、017430-、017440-、017450-に共通で使用できます。



017460-

コック ねじロデシケーター用 SIBATA®


Stop Cock for desiccator

品目コード	仕様	価格¥ SC
017450-759	※上口用、横口用の兼用に使えます(キャップパッキン付)	6,000
-760	ニードルコック(T字形) (キャップなし)	7,000

※品目コード017430-、017440-、017450-に共通で使用できます。



017450-759



017450-760

※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては280ページをご参照ください。

■ねじロデシケーターの寸法


(単位:mm)

	φA	B	C	φD	φE	φF	G	H	中板
-150	215	154	85	172	(145)	(115)	105	(81)	142
-200	270	202	94	224	(195)	(160)	135	(115)	190
-250	320	235	109	274	(245)	(210)	165	(120)	240
-300	380	283	137	332	(290)	(260)	200	(150)	280

※寸法、容量は品目コード017410-、017430-、017440-、017450-共通です。

■ねじロデシケーターの容量

	中板より下	胴(中板より上~)	ふた
-150	500mL	2L	500mL
-200	1L	5	1L
-250	3	7	2
-300	4	13	4



理化学用  
ガラス

接管・栓

ピーカー・  
フラスコ

セパラブル

試験管・  
沈殿管

連結管

受器

トラップ

分留管・  
冷却器

公定分析  
(JIS)

公定分析  
(衛生試験)

公定分析  
(局方他)

公定分析  
(ガラス部品)

カラム

分液ロート・  
ガラスロート

ろ過器

メンブレン  
フィルター

びん

デシケーター

培養容器

粘度計

体積計に  
ついて

ピペット

メスシリンダー・  
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ  
ピペット

卓上型分注器

実験用  
補助器具