

理化学用
ガラス

接水管・栓

ピーカー・
フラスコ

セパラル

試験管・
洗殿管

連結管

受器

トラップ

分留管・
冷却器公定分析
(JIS)公定分析
(衛生試験)公定分析
(局方他)公定分析
(ガラス部品)

カラム

分液ロート・
ガラスロート

ろ過器

メンブレン
フィルター

びん

デシケーター

培養容器

粘度計

体積計に
ついて

ピペット

メスシリンダー・
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ
ピペット

卓上型分注器

実験用
補助器具

使用例

047410-



使用例

045430-



047420-



使用例

020250-18A



050810-700

050810-800

ジョイントクランプ テーパー用

Clamps for TS Joint and SPC Joint

金属製、テーパージョイント用のクランプです。

品目コード	適合するジョイント		単価¥	入数	価格¥ SD
	テ	SPC			
047410-1525A	15/25用	15用	300	10	3,000
-1535A	15/35用	—	320	10	3,400
-19A	19/38用	19用	350	10	3,500
-24A	24/40用	24用	430	10	4,300
-29A	29/42用	29用	640	10	6,400
-34A	34/45用	34用	820	10	8,200

ジョイントクランプ ボール用 三方しめつけ形

Clamps for ball and socket Joint, metal

金属製、ボールジョイント用のクランプです。

品目コード	適合するジョイント	単価¥	入数	価格¥ SC
045430-18A	18/7、18/9	4,200	5	21,000
-28A	28/12、28/15	5,000	5	25,000
-35A	35/20	6,600	5	33,000
-50A	50/30	9,500	5	47,500

ジョイントクランプ ボール用 クリップ形

Clamps for ball and socket Joint, pinch type

ボールジョイント用のクランプです。

本体:ステンレス(SUS304) バネ:ステンレス(SUS304) ピン:スチール(ユニクロメッキ)

品目コード	適合するジョイント	単価¥	入数	価格¥ SC
★047420-12A	12/1~12/5	370	10	3,700
-181A	18/7、18/9	1,200	10	12,000
-281A	28/12、28/15	1,800	10	18,000

★047420-12A 本体:真ちゅう バネ:SWC ピン:AL

ピペットホルダー

Pipet Holder

試薬・溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。

特徴

- 500mL~3L程度の試薬びんに使用可
- 同じ試薬・溶媒等を頻りに使用する時などに便利
- ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定

仕様

品目コード	品名	規格	入数	価格¥ SC
020250-18A	ピペットホルダー	ベルトの長さ60cm	10	2,000

※ピペット、びん、試験管は付属しません。

外径φ18mmの試験管を別途ご用意ください。

材質:ポリプロピレン

洗浄剤 “シバタクリーン^{エース}A” (中性・無リン)

Detergent for Laboratory "SIBATA Clean A"

各種試験器具をはじめ多方面の洗浄にお使いいただける中性、無リンの安全性の高い洗剤です。

仕様

品目コード	含有物	pH値	容器	内容量kg	価格¥ SC
050810-700	有機酸、非イオン界面活性剤、	6.5~8.5	ポリエチレン	2	3,000
-800	アルコール類、純水			20	29,000

注) 2kgタイプは約2.04L、20kgタイプは約20.4L入になります。