



分取カラム<FlashPure>キャンペーン2021 目的に応じた最先端カラム3シリーズ

2021年
12月末まで

時代はラク速、ビュッヒの高性能カラムで
目的に応じてラク速にメソッド開発しませんか！

25%OFF
以上

でご提供

キャンペーン特価は裏面に



目的別おすすめ3シリーズ

1 『分離』を追求される方に

▶ FlashPure Select シリカ シリーズ

- 業界最小の粒子径15 μ mシリカを適用
- 耐圧性が従来カラムの2倍以上(2.7MPa)
- 驚愕、HPLC分取の分離に近づく超・高分離を実現：
2カラムや3カラム連結によるタンデム分取精製での採用事例多数



FlashPure Select シリカ
を用いた3カラム連結の例

2 『回収率』を追求される方に

▶ FlashPure ID HP シリカ シリーズ

- 独自の充てん法でシリカへの低吸着を実現
- 耐圧性が従来カラムの1.5倍以上(1.6MPa)
- Selectより大きいポアサイズによって、異なる分離が期待できる

3 『コスト』を追求される方に

▶ FlashPure EcoFlex シリカ シリーズ

- 破格の低価格、1本285円(4g)
- 耐圧性が従来カラムの2倍(2MPa)
- 高速分析を追求するファーストチョイスカラム

最先端カラム3シリーズを推奨する理由



理由1 分離・選択性が異なる分取精製が可能

3シリーズは、充てん剤の表面積やポアサイズ等の仕様が異なりそれぞれに強みがあります！

製品名	FlashPure Select シリカ	FlashPure ID HP シリカ	FlashPure EcoFlex シリカ
ポアサイズ (nm)	5	6.75	6.5
表面積 (m ² /g)	700	550	500
粒子径 (μm)	15	20	51.5
特長	分離が良いため、今まで見えなかったピークが確認可能	保持しにくかった中分子(ペプチド等)も保持可能に	分取条件を変更せずに高速分取が可能

理由2 高速分取精製が可能となり、高い生産性を実現

耐圧性が従来カラムより格段に高い

製品名	FlashPure Select シリカ	FlashPure ID HP シリカ	FlashPure EcoFlex シリカ	A社
耐圧 (MPa)*	2.7	1.6	2.0	1.0

*4-40gカラムにおける比較

理由3 分取条件検討時における溶媒使用量を削減

他社カートリッジカラムと差別化、業界一小さい4gカラムで、最小限の流速で条件検討が可能

キャンペーン価格 (25%以上 OFF)

※一回のご注文で定価で25万円以上ご注文いただいた方には、25%以上の価格OFFをご提供いたします。

FlashPure Select シリーズ：一例

品番	製品名	粒子形状	粒子径 (μm)	推奨ロード量	標準価格	キャンペーン価格
140000113	FlashPure Select シリカ 4g 20本	球状	13 - 17	4mg - 1.2g	¥23,000	¥17,300
140000114	FlashPure Select シリカ 12g 18本	球状	13 - 17	12mg - 3.6g	¥37,000	¥27,800
140000115	FlashPure Select シリカ 25g 12本	球状	13 - 17	25mg - 7.5g	¥50,000	¥37,500
140000116	FlashPure Select シリカ 40g 12本	球状	13 - 17	40mg - 12g	¥65,000	¥48,800
140000117	FlashPure Select シリカ 80g 10本	球状	13 - 17	80mg - 24g	¥99,000	¥74,300

FlashPure ID HP シリーズ：一例

品番	製品名	粒子形状	粒子径 (μm)	推奨ロード量	標準価格	キャンペーン価格
145170200	FlashPure ID HP シリカ 4g 20本	破碎状	16 - 24	4mg - 0.8g	¥21,000	¥13,440
145170201	FlashPure ID HP シリカ 12g 20本	破碎状	16 - 24	12mg - 2.4g	¥30,000	¥19,200
145170202	FlashPure ID HP シリカ 24g 15本	破碎状	16 - 24	24mg - 4.8g	¥32,000	¥24,000
145170203	FlashPure ID HP シリカ 40g 15本	破碎状	16 - 24	40mg - 8.0g	¥44,000	¥33,000
145170204	FlashPure ID HP シリカ 80g 12本	破碎状	16 - 24	80mg - 16g	¥53,000	¥39,800

FlashPure EcoFlex シリーズ：一例

品番	製品名	粒子形状	粒子径 (μm)	推奨ロード量	標準価格	キャンペーン価格
140000021	FlashPure EcoFlex シリカ 4g 20本	破碎状	40 - 63	4mg - 0.4g	¥7,600	¥5,700
140000022	FlashPure EcoFlex シリカ 12g 18本	破碎状	40 - 63	12mg - 1.2g	¥11,000	¥8,300
140000023	FlashPure EcoFlex シリカ 25g 12本	破碎状	40 - 63	25mg - 2.5g	¥11,000	¥8,300
140000024	FlashPure EcoFlex シリカ 40g 12本	破碎状	40 - 63	40mg - 4.0g	¥15,000	¥11,300
140000025	FlashPure EcoFlex シリカ 80g 10本	破碎状	40 - 63	80mg - 8.0g	¥16,000	¥12,000

※ FlashPure のカートリッジカラムは他社装置でも使用可能です。

※ C18、アミノ等の他官能基もキャンペーン対象です。下記のQRコードより全シリーズ価格表をご参照ください。

キャンペーン価格表



上記3シリーズのみ



全シリーズ

キャンペーンページ



ご注文の際には、こちらのWebページのご注文用紙を必ず添付していただきますようお願いいたします。

アプリケーションデータを
ご提供いただけるモニターを募集中
(別途特典あり)

Quality in your hands

SIBATA 製品のご用命は...

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
 大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
 名古屋営業所 ☎052-263-9310 マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
 0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2021年1月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。

