



ケルダールシステム ご愛顧感謝キャンペーン
自動化装置で安全に分析を

2020年12月末まで

K-350 ケルダール蒸留装置



品番:043500

キャンペーン価格
¥640,000

K-355 水蒸気蒸留装置



品番: 043505

キャンペーン価格
¥880,000

K-360 ケルダール蒸留装置(ベーシック)
K-360 ケルダール蒸留装置(滴定装置接続用)



品番:043600 ,043607


キャンペーン価格
¥1,450,000

このようなお客様におすすめです。

- 食品のたんぱく質分析をされる方
- 肥飼料の窒素/たんぱく質分析を実施される方
- 製薬/化学分野で窒素測定をされる方
- 酸/アルカリの扱いでヒヤリハットの経験がある方
- 初めて窒素・タンパク質分析を始められる方
- 手分析からの切り替えを検討されている方
- 会社の品質管理部門、大学/高専の農・工・薬・栄養学部の学生実験担当の方
- ケルダール蒸留装置の更新を検討中の方
- 装置を10年以上ご使用の方

この**キャンペーン期間**に
ビュッヒの蒸留装置をぜひご検討ください!!

手分析でのケルダール蒸留は、危険を伴い時間がかかります



- ①顔より高い位置でのアルカリの添加は危険です
- ②お湯が沸くまでや、留液が溜まるまでに時間がかかります
- ③火傷の恐れや、蒸气流路の切り替え間違いは危険です

安全で早く簡単な“自動蒸留”へ！

安全

水酸化ナトリウム等の危険な試薬に触れることなく蒸留完了

早い

約2分で準備ができ、蒸留時間はわずか4分

簡単

スタートボタンを押すだけで、測定結果の計算まで終了(K-360)

ケルダール関連商品も一緒にお問い合わせください。

IR分解器



ケルダール分解器
硫酸が漏れることなく、素早い加熱
(通常で1-2時間程度)

スクラバー



スクラバー K-415
硫酸ガスを安全に中和
(冷却、中和、吸着の3段階構え)

Quality in your hands



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207

大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750

名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2020年1月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE@

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。

