



# フラッシュ精製用カートリッジカラムキャンペーン

## 170種以上の幅広いラインナップ

2019年12月末まで

カートリッジカラムを  
**25% OFF**  
の特別価格でご提供!

ご注文の際には、こちらのWebページのご注文用紙を必ず添付していただきますようお願いいたします。



まずは、試してみたいという方には、  
**お試し用カラムをプレゼント中!**

こちらからお申込ください。




## FlashPure シリーズ



- 【低コストカラム】徹底的にコストを重視したルーティンタイプ **5,700円~**
- 【高分離カラム】分離能を重視したハイクオリティタイプ **15,800円~**
- 【超・高分離カラム】最高の分離が得られるハイエンドタイプ **17,300円~**


## FlashPure シリーズの特長

### 1 高性能カラムで分離能UP!



カラムサイズ	12 g
サンプル	アセチルアセトン メチルパラベン 95:5ヘキサン:IPA(TFA1%) に溶解
移動相	80:20ヘキサン:酢酸エチル
流量	36mL / min
検出	UV 254nm

### 2 カラムサイズを小さくしてコストを削減!



左図の矢印で示すように、FlashPureシリーズのカラムなら標準的なカラムより小さいサイズが使えるので、処理時間とコストの節約に有効

標準的なカラム	FlashPureシリーズカラム
120 g	80 g
80 g	40 g

### 3 難サンプルに対応の充填剤ラインナップ!

## FlashPure EcoFlexシリーズ：徹底的にコストを重視したルーティンタイプ【低コストカラム】

品番	製品名	粒子形状	粒子径(μm)	推奨ロード量	25%OFF キャンペーン価格
14000021	FlashPure EcoFlex シリカ 4g 20本	破碎状	40 - 63	4mg - 0.4g	¥5,700
14000022	FlashPure EcoFlex シリカ 12g 18本	破碎状	40 - 63	12mg - 1.2g	¥8,300
14000023	FlashPure EcoFlex シリカ 25g 12本	破碎状	40 - 63	25mg - 2.5g	¥8,300
14000024	FlashPure EcoFlex シリカ 40g 12本	破碎状	40 - 63	40mg - 4.0g	¥11,300
14000025	FlashPure EcoFlex シリカ 80g 10本	破碎状	40 - 63	80mg - 8.0g	¥12,000
14000026	FlashPure EcoFlex シリカ 120g 10本	破碎状	40 - 63	120mg - 12g	¥17,300
14000027	FlashPure EcoFlex シリカ 220g 6本	破碎状	40 - 63	220mg - 22g	¥16,500

他のサイズ(キャンペーン対象)は、下記のQRコードよりご確認ください。

## FlashPure HPシリーズ：分離能を重視したハイクオリティタイプ【高分離カラム】

品番	製品名	粒子形状	粒子径(μm)	推奨ロード量	25%OFF キャンペーン価格
145170200	FlashPure ID HP シリカ 4g 20本	破碎状	16 - 24	4mg - 0.8g	¥15,800
145170201	FlashPure ID HP シリカ 12g 20本	破碎状	16 - 24	12mg - 2.4g	¥22,500
145170202	FlashPure ID HP シリカ 24g 15本	破碎状	16 - 24	24mg - 4.8g	¥24,000
145170203	FlashPure ID HP シリカ 40g 15本	破碎状	16 - 24	40mg - 8.0g	¥33,000
145170204	FlashPure ID HP シリカ 80g 12本	破碎状	16 - 24	80mg - 16g	¥39,800
145170205	FlashPure ID HP シリカ 120g 10本	破碎状	16 - 24	120mg - 24g	¥46,500
145170207	FlashPure ID HP シリカ 220g 6本	破碎状	16 - 24	220mg - 44g	¥48,800

他のサイズ(キャンペーン対象)は、下記のQRコードよりご確認ください。

## FlashPure Selectシリーズ：最高の分離が得られるハイエンドタイプ【超・高分離カラム】

品番	製品名	粒子形状	粒子径(μm)	推奨ロード量	25%OFF キャンペーン価格
140000113	FlashPure Select シリカ 4g 20本	球状	13 - 17	4mg - 1.2g	¥17,300
140000114	FlashPure Select シリカ 12g 18本	球状	13 - 17	12mg - 3.6g	¥27,800
140000115	FlashPure Select シリカ 25g 12本	球状	13 - 17	25mg - 7.5g	¥37,500
140000116	FlashPure Select シリカ 40g 12本	球状	13 - 17	40mg - 12g	¥48,800
140000117	FlashPure Select シリカ 80g 10本	球状	13 - 17	80mg - 24g	¥74,300
140000118	FlashPure Select シリカ 120g 10本	球状	13 - 17	120mg - 36g	¥105,800
140000119	FlashPure Select シリカ 220g 6本	球状	13 - 17	220mg - 66g	¥103,500

他のサイズ(キャンペーン対象)は、下記のQRコードよりご確認ください。

その他、C18、アミノ、アルミナ、ジオールなどもお取り扱いがあり、キャンペーン対象製品です。

全キャンペーン対象製品は  
こちらをご参照ください。



SIBATA 製品のご用命は…

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.  
**柴田科学株式会社**

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62  
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750  
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)  
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2019年5月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。