



おかげさまでビュッヒ80周年
ソックスレー抽出装置 買い替えキャンペーン

2019年12月末まで



『公定法に準拠』&『自動で早い』 新型ソックスレー抽出装置

6本がけのスマートなデザイン

マルチソックスレー抽出装置
E-800

ソックスレー抽出装置
E-500 SOX



最大 **100万円の割引!!**

さらに今なら、

**E-800をご購入の方には
溶媒容器(6個)をプレゼント**

アプリケーション例

マルチソックスレー抽出装置 E-800



ダイオキシン分析
(JISK0311, K0312)



ポリマー・ゴム製品の
添加剤・可塑剤分析

ソックスレー抽出装置 E-500SOX



食品の脂質
(食品表示法)



飼料の粗脂肪
(飼料分析法)

6つの働き方改革 応援サポート

1 公定法準拠

ソックスレー法準拠の自動抽出装置



2 残業時間を減らします

抽出から溶媒留去まで最短40分



手動ソックスレー抽出の場合
抽出時間: 8~16時間

3 あなたの健康と安全を守ります

溶媒回収率90%以上!
その他、各種安全機能装備!



← 溶媒回収ユニット搭載

4 あなたの抽出物を守ります

抽出物保護センサー(特許出願中)が、
常に熱による劣化や分解を防止



5 抽出の手間を解消します

6箇所すべてを、個別のプログラム
で抽出可能(E-800のみ)



6 いつでもどこでも安心です

リアルタイム情報とプッシュ通知を、
モバイル端末で確認



Quality in your hands

SIBATA 製品のご用命は…



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2019年4月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。