




ロータリーエバポレーター R-100
平成ありがとうキャンペーン!

キャンペーン期間
2019年6月末まで

エバポレーターの生みの親“ビュッヒ”がお届けする
R-100 (標準価格 ¥320,000) が

¥199,000

キャンペーン価格 38% OFF



ビュッヒはエバポレーターの生みの親です。世界初のエバポレーターが産声をあげたのは、1957年ドイツのアヘマでした。シンプル is ベスト! 変わらぬ良さを皆さまに!



1957年



品名	品番	標準価格	キャンペーン価格
ロータリーエバポレーター R-100			
標準ガラス	11100V102	¥ 320,000	▶ ¥199,000
プラスチックコーティングガラス	11100V112	¥ 340,000	▶ ¥209,000


安全・安心のロータリーエバポレーター

理由1 プラスチックコーティングガラスの使用で安全・安心



万一の破損時でもガラス欠片が飛散しません。

理由2 フラスコの取り外しに木槌不要でガラス破損のリスクを低減



R-100ではフラスコ固定部品(コンビクリップ)を使って、長時間の減圧によって固着したフラスコも簡単に取り外せます。

裏面は真空ポンプキャンペーン

洗えるポンプ! ダイアフラム真空ポンプ V-100 平成ありがとうキャンペーン!

キャンペーン期間
2019年6月末まで


簡単洗浄! 簡単メンテナンスの洗える! ポンプがこの価格!

キャンペーン特価 ¥149,000~



洗えるポンプ

ポンプを使っていて「真空度が下がらなくなった」という経験はありませんか?



- ビュッチのポンプならわずか5分の洗浄で真空度が回復します。
- 必要なものは洗浄溶媒のみ。装置を分解する必要もありません。
- ポンプ内部を確認できる窓の位置が前面に移動して見やすくなりました。

【ポンプ洗浄方法】



真空を引かなくなったら窓から内部の汚れを確認



洗浄



タオルなどをポンプ出口に当てて汚れの確認



タオルに汚れが付かなくなったら洗浄完了真空度回復!!

おすすめ用途

① アスピレーター代わりに



② 吸引濾過に



③ デシケーターや真空乾燥機の真空源に



④ 油回転ポンプの代わりに



ラボでのさまざまな真空引き用途に



ダイアフラム真空ポンプ V-100

品番 11V100000

標準価格 ¥200,000 ▶

キャンペーン価格 ¥149,000

- 排気量1.5m³/h
- 到達真空度10hPa
- 低振動でとても静か
- 堅牢で壊れにくい
- 高い耐溶媒性溶媒がポンプ内部に混入しても問題なし
- 分解せずに内部洗浄可能

真空度を高精度に制御する用途に



インターフェースセット V-102

品番 11V100110

標準価格 ¥380,000 ▶

キャンペーン価格 ¥301,000

- 電磁弁不要
- エバポレーターの真空源に最適!

真空度を高精度制御しつつ溶媒回収も行う用途に



インターフェース溶媒回収セット V-103

品番 11V100111

標準価格 ¥500,000 ▶

キャンペーン価格 ¥390,000

- ポンプ出口に溶媒トラップコンデンサーを搭載し、逃げる溶媒を凝集させ回収
- 高精度の真空制御で安定した真空度を維持

Quality in your hands



柴田科学株式会社
本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

日本ビュッチ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251

nihon@buchi.com | www.buchi.com/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2018年12月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE@

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。
登録していただいた方には、プレゼント進呈中!

