



## ロータリーエバポレーター R-300セット(真空ポンプ付) 平成ありがとうキャンペーン!

キャンペーン期間  
2019年6月末まで

# 無人運転への挑戦!!

### お客様の声(大手ビールメーカー様)

エバポを比較する時代は終わりましたね。  
人件費と時間を考えるとほんと買ってよかったです。  
放置できるエバポレーター!  
エバポもAIの時代が来ましたね!?

人工知能

## AIエバポレーター?!



私ポンプがI-300の指示で  
絶妙に稼働します

私I-300が  
考えて真調整します



私フォームセンサー  
(泡立ち防止センサー)が  
泡を検知し  
I-300に伝えます

## 平成ありがとう!キャンペーン 2019年6月末まで

### SET A スタンダード制御(I-300)手動リフトセット

1Lバスタイプ(品番:11SR300111VS02)  
標準価格 ¥1,160,000

キャンペーン  
価格

¥600,000

### SET B スタンダード制御(I-300)電動リフトセット

1Lバスタイプ(品番:11SR300211VS02)  
標準価格 ¥1,200,000

キャンペーン  
価格

¥650,000

5Lバスタイプ(品番:11SR300251VS02)  
標準価格 ¥1,230,000

キャンペーン  
価格

¥690,000

### SET C 高性能制御(I-300Pro)電動リフトセット

1Lバスタイプ(品番:11SR300211VP02)  
標準価格 ¥1,350,000

キャンペーン  
価格

¥800,000

5Lバスタイプ(品番:11SR300251VP02)  
標準価格 ¥1,380,000

キャンペーン  
価格

¥840,000

### ロータリーエバポレーター バンドルセットの構成

R-300エバポレーター、1Lまたは5Lバス、  
V-300ダイヤフラム真空ポンプ、  
I-300(またはI-300Pro)インターフェースコントローラー

※各セットの特長詳細は裏面へ

便利なオプション① フォームセンサー

# 無人運転への挑戦!!

泡立ちサンプルでもエバポに付きっきりになる必要がありません!




フォームセンサー(品番:11061167)  
 サンプルの泡立ちを検知すると、自動で圧力を制御して泡立ちによる失敗を防止します。

標準価格 ¥99,000 ▶ **キャンペーン価格 ¥75,000**

## 働き方改革! お助け装置 多検体濃縮装置シンコアアナリスト

**特長** ロータリーエバポレーター12台の仕事をシンコア1台で実施できます!(多検体濃縮装置)



便利なオプション② ポンプ二次コンデンサー

## 溶媒の環境放出を抑止




ポンプ二次コンデンサー(品番:11059900)  
 ポンプの出口に冷却コンデンサーを設置して、エバポで捕まえきれなかった溶媒を凝縮して安全に回収

標準価格 ¥160,000 ▶ **キャンペーン価格 ¥120,000**

便利なオプション③ PTFE3方ストップコック

## 高沸点溶媒(DMFなど)の蒸留



PTFE3方ストップコック(品番:11058814)  
 グリス不要で高気密なうえに、3方コック付きでサンプル導入やエアリークも可能

標準価格 ¥18,000 ▶ **キャンペーン価格 ¥15,000**

### 目的に応じて選べる各ロータリーエバポレーターバンドルセットの特長

SET A **スタンダード制御(I-300) 手動リフトセット**      SET B **スタンダード制御(I-300) 電動リフトセット**      SET C **高性能制御(I-300Pro) 電動リフトセット**

減圧プログラムを組みたい			✓
運転中のパラメーターを記録したい			✓
リフト位置の表示		✓	✓
リフトジャッキ	手動	電動	電動
バス温度・真空度・回転数を制御	✓	✓	✓
溶媒データベースで簡単設定	✓	✓	✓
モバイル端末で運転状況確認	✓	✓	✓
操作方法	ダイヤル式	ダイヤル式	タッチパネル

### Quality in your hands



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

**柴田科学株式会社**

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62  
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
 大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750  
 名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)  
 ☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

### 日本ビュッヒ株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F  
 TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F  
 TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251

nihon@buchi.com | [www.buchi.com/jp-ja](http://www.buchi.com/jp-ja)

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2018年12月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

### LINE@

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。  
 ぜひ、お友だち登録をお願いします。  
 登録していただいた方には、プレゼント進呈中!

