



ロータリーエバポレーター R-300セット
平成ありがとうキャンペーン!

キャンペーン期間
2018年12月末まで

無人運転への挑戦!! AIエバポレーター?!

お客様の声(大手ビールメーカー様)

エバポを比較する時代は終わりましたね。
人件費と時間を考えるとほんと買ってよかったです。
放置できるエバポレーター!
エバポもAIの時代が来ましたね!?

私フォームセンサー
(泡立ち防止センサー)が
泡を検知し
I-300に伝えます

私I-300が
考えて真調整します

私ポンプがI-300の指示で
絶妙に稼働します



平成ありがとう!キャンペーン ~2018年12月末



写真はセットA

SET A スタANDARD制御(I-300) 手動リフトセット

1Lバスタイプ(品番:11SR300111VS02)

標準価格
¥1,160,000

キャンペーン価格
¥600,000

SET B スタANDARD制御(I-300) 電動リフトセット

1Lバスタイプ(品番:11SR300211VS02)

標準価格
¥1,200,000 ▶ **キャンペーン価格
¥650,000**

5Lバスタイプ(品番:11SR300251VS02)

標準価格
¥1,230,000 ▶ **キャンペーン価格
¥690,000**

SET C 高性能制御(I-300Pro) 電動リフトセット

1Lバスタイプ(品番:11SR300211VP02)

標準価格
¥1,350,000 ▶ **キャンペーン価格
¥800,000**

5Lバスタイプ(品番:11SR300251VP02)

標準価格
¥1,380,000 ▶ **キャンペーン価格
¥840,000**

ロータリーエバポレーター バンドルセットの構成

R-300エバポレーター、1Lまたは5Lバス、
V-300ダイヤフラム真空ポンプ、
I-300(またはI-300Pro)インターフェースコントローラー

※各セットの特長詳細は裏面へ

目的に応じて選べる各ロータリーエバポレーターバンドルセットの特長

	SET A スタンダード制御(I-300) 手動リフトセット	SET B スタンダード制御(I-300) 電動リフトセット	SET C 高性能制御(I-300Pro) 電動リフトセット
減圧プログラムを組みたい			✓
運転中のパラメーターを記録したい			✓
リフト位置の表示		✓	✓
リフトジャッキ	手動	電動	電動
バス温度・真空度・回転数を一つのコントローラーで制御	✓	✓	✓
溶媒データベースで最適な真空度を簡単に設定	✓	✓	✓
モバイル端末で運転状況確認	✓	✓	✓
操作方法	ダイヤル式	ダイヤル式	タッチパネル

便利なオプション① フォームセンサー

無人運転への挑戦!!

泡立ちサンプルでもエバポに付きっきりになる必要がありません!



フォームセンサー(品番:11061167)

サンプルの泡立ちを検知すると、自動で圧力を制御して泡立ちによる失敗を防止します。

標準価格 ¥99,000 ▶ **キャンペーン価格 ¥75,000**

**無料出張
装置持込デモ
受付中!**

ビュッヒ販売店にご用命ください。



便利なオプション② ポンプ二次コンデンサー

溶媒の環境放出を抑止




← ポンプ二次コンデンサー(品番:11059900)

ポンプの出口に冷却コンデンサーを設置して、エバポで捕まえきれなかった溶媒を凝縮して安全に回収

標準価格 ¥160,000 ▶ **キャンペーン価格 ¥120,000**

便利なオプション③ PTFE3方ストップコック

高沸点溶媒(DMFなど)の蒸留



PTFE3方ストップコック(品番:11058814)

グリス不要で高気密なうえに、3方コック付きでサンプル導入やエアリークも可能

標準価格 ¥18,000 ▶ **キャンペーン価格 ¥15,000**

Quality in your hands



本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

日本ビュッヒ株式会社

本 社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17 IMON ビル 3F
TEL: 03-3821-4777 FAX: 03-3821-4555
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 4F
TEL: 06-6195-9241 FAX: 06-6195-9251

nihon@buchi.com | www.buchi.com/jp-ja

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2018年9月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。