

リークチェック用ゴム板（HV丸形）

本製品は、ハイボリウムエアサンプラー HV-500R 専用のリークチェック用ゴム板です。
HV-500R にはリークチェックを行う機能が搭載されていますが、その際に本製品が必要です。

内容物

- ・リークチェック用ゴム板（HV丸形）・・・・・・・・ EPDM ゴム板 φ109mm 厚さ 0.5mm

用意するもの

- ・ろ紙クリップ【HV-500R 標準付属】

使用方法

フィルターの代わりに本製品を取り付ける要領でろ紙クリップを組み立ててください。
具体的なリークチェック方法は、HV-500R の取扱説明書をご参照ください。

17.01.16H (01)


SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社
 本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
 大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
 名古屋営業所 ☎052-263-9310
<http://www.sibata.co.jp/>
 カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
 **0120-228-766** FAX : 048-933-1590
フリーダイヤル

リークチェック用ゴム板（HV丸形）

本製品は、ハイボリウムエアサンプラー HV-500R 専用のリークチェック用ゴム板です。
HV-500R にはリークチェックを行う機能が搭載されていますが、その際に本製品が必要です。

内容物

- ・リークチェック用ゴム板（HV丸形）・・・・・・・・ EPDM ゴム板 φ109mm 厚さ 0.5mm

用意するもの

- ・ろ紙クリップ【HV-500R 標準付属】

使用方法

フィルターの代わりに本製品を取り付ける要領でろ紙クリップを組み立ててください。
具体的なリークチェック方法は、HV-500R の取扱説明書をご参照ください。

17.01.16H (01)


SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社
 本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
 大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
 名古屋営業所 ☎052-263-9310
<http://www.sibata.co.jp/>
 カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
 **0120-228-766** FAX : 048-933-1590
フリーダイヤル