


シアンイオン蒸留装置 ガラス部セット内訳

	品目コード	品名	規格	数量
①	031100-1000	SPC 丸底フラスコ 長首 1L	SPC24	1
②	031450-191924	SPC 連結導入管	SPC19×19×24	1
③	031270-19	SPC 注入ロート コック付	SPC19	1
④	031550-1918	SPC トラップ球	SPC19×18/9	1
⑤	031710-15300	SPC 冷却器リービッヒ 300mm	SPC15×18/9	1
⑥	031650-151	SPC 採取アダプター 逆流止め付	SPC15	1
⑦	023550-200	有栓メスシリンダー スーパーグレード 200mL		1
	(047410-1525A)	ジョイントクランプ	SPC15 用	1
	(047410-19A)	ジョイントクランプ	SPC19 用	2
	(047410-24A)	ジョイントクランプ	SPC24 用	1
	(047420-181A)	ボールジョイントクランプ	18/9 用	1



- 品目コードの末尾にAがついたものは、別途お買い求めいただく際は複数コ入りの製品で、本製品に付属している数とは異なります。本製品に付属している数は上記の通りです。

柴田科学株式会社

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)
TEL 0120-228-766 FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>