


シアンイオン蒸留装置 ガラス部セット内訳

	品目コード	品 名	規 格	数 量
①	030270-19100	SPC 円筒分液コート 目盛付 100mL	SPC19×19	1
②	031100-241	SPC 二口丸底フラスコ 1L	SPC24×19	1
③	031550-2418	SPC トラップ球	SPC24×18/9	1
④	031710-15300	SPC 冷却器リービッヒ 300mm	SPC15×18/9	1
⑤	031650-15	SPC 採取アダプター	SPC15	1
⑥	023550-200	有栓メスシリンダー スーパーグレード 200mL		1
	(047410-1525A)	ジョイントクランプ	SPC15 用	1
	(047410-19A)	ジョイントクランプ	SPC19 用	2
	(047410-24A)	ジョイントクランプ	SPC24 用	1
	(047420-181A)	ボールジョイントクランプ	18/9 用	1



- 品目コードの末尾に A がついたものは、別途お買い求めいただく際は複数コ入りの製品で、本製品に付属している数とは異なります。本製品に付属している数は上記の通りです。

柴田科学株式会社

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
0120-228-766 FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>