

特定化学物質等採取用インピンジャー・バブラー

概要

粉じん測定

環境測定
セット

大気降下物

マスク試験

粉じん試験

ミニポンプ

エア
サンプラーアスベスト
測定

ろ紙

ガス固体
捕集ガス液体
捕集ガス直接
捕集

風速測定

温熱測定

照度

水質測定

残留塩素

濁度・色度・
透視度

細菌試験

有効塩素

油脂検査

水分活性

参考資料



10本入セット

本体



キャリングケース

スタンド



10本入セット

本体



キャリングケース

スタンド



インピンジャー 採じん用

マイクロインピンジャー

SPCミゼットインピンジャー G-1型 ガス採取用

Midget Impinger, Model G-1

品目コード	規格	寸法 mm	価格¥ SF
080030-5	Single SPC24 容量30mL	φ28×170	8,000
-05	Set 10本入セット キャリングケース付 スタンド付 2kg	230 (W)×150 (D) ×210 (H)	90,000

■スペアパーツ

品目コード	品名	価格¥ SF
080100-022	キャリングケース スタンド付 (SPCミゼットインピンジャー、バブラー兼用)	18,700
-023	キャリングケース (SPCミゼットインピンジャー、バブラー兼用)	9,800
-021	スタンド (SPCミゼットインピンジャー、バブラー兼用)	9,100

SPCミゼットインピンジャー D-2型 採じん用

Midget Impinger, Model D-2

品目コード	規格	寸法 mm	価格¥ SF
080030-4	Single SPC24 容量30mL	φ28×178	6,600
-031	Set 10本入セット キャリングケース付 スタンド付 2kg	230 (W)×150 (D) ×210 (H)	76,500

■スペアパーツ

品目コード	品名	価格¥ SF
080100-022	キャリングケース スタンド付 (SPCミゼットインピンジャー、バブラー兼用)	18,700
-023	キャリングケース (SPCミゼットインピンジャー、バブラー兼用)	9,800
-021	スタンド (SPCミゼットインピンジャー、バブラー兼用)	9,100

インピンジャー 採じん用

Impinger

品目コード	規格	寸法 mm	価格¥ SF
080030-2	Single 容量275mL	φ52×288	12,300

マイクロインピンジャー 個人サンプリング用

Impinger

品目コード	規格	寸法 mm	価格¥ SF
080030-8	Single 容量10mL クリップ付	φ36×120	30,800

特定化学物質等採取用インピンジャー・バブラー

小型バブラー

Bubbler

品目コード	規格	寸法 mm	価格¥ SF
080100-01	Single 容量6mL ガラスフィルターP160付	φ14×198	9,000
-1	Set 10本入セット キャリングケース付 スタンド付	210 (W)×110 (D) ×220 (H)	100,000

■スペアパーツ

品目コード	品名	価格¥ SF
080100-013	キャリングケース (小型バブラー専用)	15,000
-011	スタンド (小型バブラー専用)	5,200

バブラー

Bubbler

品目コード	規格	寸法 mm	価格¥ SF
080100-02	Single 容量30mL ガラスフィルターP160付	φ28×149	9,100
-2	Set 10本入セット キャリングケース付 スタンド付	230 (W)×150 (D) ×210 (H)	89,000

■スペアパーツ

品目コード	品名	価格¥ SF
080100-022	キャリングケース スタンド付 (バブラー、SPCミゼットインピンジャー兼用)	18,700
-023	キャリングケース (バブラー、SPCミゼットインピンジャー兼用)	9,800
-021	スタンド (バブラー、SPCミゼットインピンジャー兼用)	9,100

小型ガス吸収管

Gas Absorber

品目コード	規格	寸法 mm	価格¥ SF
080100-03	Single 容量8mL 標準管(080100-036)付1組	φ13×203	11,800
-3	Set 5組入セット キャリングケース付 スタンド付	210 (W)×130 (D) ×320 (H)	72,000

■スペアパーツ

品目コード	品名	価格¥ SH
080100-032	キャリングケース スタンド付 (小型ガス吸収管専用)	13,400
-033	キャリングケース (小型ガス吸収管専用)	9,600
-031	スタンド (小型ガス吸収管専用)	4,600
-036	標準管 (小型ガス吸収管用)	4,000
-035	吸収管のみ (小型ガス吸収管用)	8,000



本体



10本入セット



スタンド



キャリングケース



本体



10本入セット



スタンド



キャリングケース



吸収管



5組入セット



標準管



スタンド



キャリングケース

概要

粉じん測定

環境測定
セット

大気降下物

マスク試験

粉じん試験

ミニポンプ

エア
サンプラー

アスベスト
測定

ろ紙

ガス固体
捕集

ガス液体
捕集

ガス直接
捕集

風速測定

温熱測定

照度

水質測定

残留塩素

濁度・色度・
透視度

細菌試験

有効塩素

油脂検査

水分活性

参考資料