

理化学用  
ガラス

接手管・栓

ビーカー・  
フラスコ

セパラブル

試験管・  
沈殿管

連結管

受器

トラップ

分留管・  
冷却器公定分析  
(JIS)公定分析  
(衛生試験)公定分析  
(局方他)公定分析  
(ガラス部品)

カラム

分液ロート・  
ガラスロート

ろ過器

メンブレン  
フィルター

びん

デシケーター

培養容器

粘度計

体積計に  
ついて

ピペット

メスシリンダー・  
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ  
ピペット

卓上型分注器

実験用  
補助器具

1L GL-45 攪拌反応容器セット



使用例



GL-45用プロペラ先端

## スターラーリアクター GL-45 DURAN®

Stirred Reactor, Model GL-45®

GL-45のねじロキャップに直接取り付け可能な吊下げ式の攪拌プロペラスターラーです。お手持ちのマグネチックスターラーで攪拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。

## 特徴

- 密閉状態での攪拌に対応
- ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性
- オートクレーブ滅菌が可能
- 既存のねじロビンにも取り付け可能
- リーククロや不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーション

品目コード	品名	容量	価格¥ SC
016000-45500	攪拌反応容器セット 500mL	500mL	54,000
-451000	攪拌反応容器セット 1L	1L	55,000
-451	攪拌反応容器用キャップセット(シャフトなし)	—	13,000
-452	攪拌反応容器用シャフト	—	39,000

	適用びん	プロペラ直径×全長
GL-45用	500mL~2L	64mm(折畳時26mm)×293mm

## フィルターユニット付試薬びん

Reagent Bottles, with filter unit

フィルターユニット付試薬びんは、ファーマンター用ねじロビンにディスプレイタイプの無菌フィルターをセットしたもので、ジャーファーマンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。

品目コード	容量	キャップ	パッキン	フィルター	価格¥ SE
016060-100	100mL	GL-45	シリコンパッキン	PTFE 0.2μm φ50mm	5,400
-250	250				5,600
-1000	1L				6,500

※オートクレーブでご使用の場合は、キャップを完全にゆるめてください。



016060-

## ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付 DURAN®

Shaking Erlenmeyer Flasks, with baffled bottom and GL-45 thread

## 特徴

- バッフルが従来の側面ではなく底面にある構造の振盪フラスコです。
- ねじ口メンブレンキャップ付きですので、オートクレーブの際にキャップを緩める必要がありません。(キャップ耐熱温度140℃)
- バッフルが均一で、培養にムラが出ません。

品目コード	容量 mL	キャップ	単価¥	入数	価格¥ SE
016460-250A	250	GL-45	4,500	4	18,000
-500A	500		5,000	4	20,000

※250、500mLの口内径はφ30mmです。



016460-500A

016460-250A

## ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付 SIBATA®

Shaking Erlenmeyer Flasks, with baffles and thread (trypsinizing flask)

## 特徴

キャップについているパッキンは、オートクレーブ滅菌可能です。

品目コード	容量 mL	キャップ	単価¥	入数	価格¥ SE
016320-500A	500	GL-45	8,000	4	32,000

※ねじロキャップはフェノール樹脂、パッキンはPTFE両面張りシリコンゴムです。

※品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。  
※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては280ページをご参照ください。



016320-500A

ねじ口振盪三角フラスコ バッフルなし HARIO

Shaking Erlenmeyer Flasks, with thread

品目コード	容量 mL	キャップ	単価¥	入数	価格¥ SE
016330-500A	500	GL-45	5,000	4	20,000

※ねじ口キャップはフェノール樹脂、パッキンはシリコンに両面 PTFE 張りです。

ファーマンター用ねじ口びん DURAN®

Bottles, for Fermenter

ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたもので、pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。

品目コード	容量	ねじ規格	単価¥	入数	価格¥ SB
016060-1002A	100mL	GL-45	2,600	10	26,000
-2502A	250		2,600	10	26,000
-5002A	500		3,000	10	30,000
-10002A	1L		3,400	10	34,000

※オートクレーブでご使用の場合は、キャップを完全にゆるめてください。  
 ※黒穴あきキャップの材質はフェノール樹脂、パッキンはシリコンゴムです。  
 黒穴あきキャップ(シリコンパッキン付)の品目コードは、017200-455Aです。

ねじ口キャップ、パッキン

Screw-Cap, Packing

カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。  
 キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。

ねじ口キャップ 黒 穴なし(オートクレーブ可能)

No.	品目コード	ねじ規格	材質	パッキン	単価¥	入数	価格¥	
①	017200-320A	GL-32	フェノール樹脂	なし	480	10	4,800	SH
②	-450A	GL-45		付※	740	10	7,400	SB
③	-2531A	GL-25用	パッキンPTFE 両面張り (シリコンゴム)	なし	330	10	3,300	SH
④	-3201A	GL-32用			420	10	4,200	SH
⑤	A17200-001	GL-45用			480	10	4,800	SH

※パッキンの材質は、エスプレンドです。

ねじ口キャップ 穴付 センサー用(オートクレーブ可能)

No.	品目コード	ねじ規格	材質	穴径 mm	単価¥	入数	価格¥ SH
⑥	016060-025A	GL-25	フェノール樹脂	16	500	10	5,000
⑦	-045A	GL-45		29.5	750	10	7,500
⑧	-25A	GL-25用	シリコンパッキン	穴なし	480	10	4,800
⑨	※-45A	GL-45用			1,000	10	10,000
⑩	-450A				1,000	10	10,000

※⑨はカルスター、ファーマンター、バイオリアクター等の専用パッキンです。  
 ねじ口びん(品目コード017200~017320-)には適用しません。

振盪三角フラスコ バッフル付 SIBATA®

Shaking Erlenmeyer Flasks, with baffles (trypsinzing flask)

特徴


バッフルが3カ所についているため、通常の三角フラスコに比べ攪拌・通気効率がアップします。

品目コード	容量	口内径 mm	ゴム栓No.	単価¥	入数	価格¥ SE
016310-50A	50mL	(18)	4	2,400	10	24,000
-100A	100	(20)	5	2,400	10	24,000
-200A	200	(27)	9	3,000	6	18,000
-300A	300	(31)	11	3,500	6	21,000
-500A	500	(35)	12	3,750	4	15,000
-1000A	1L	(36)	13	5,000	3	15,000
-2000	2	(41)	15	-	1	10,000

※ゴム栓No.は参考値です。ゴム栓は付属していませんので、実際の口内径に合うものをご使用ください。

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

※品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。  
 ※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては280ページをご参照ください。



理化学用  
ガラス

接管・栓

ビーカー・  
フラスコ

セパラル

試験管・  
沈殿管

連結管

受器

トラップ

分留管・  
冷却器

公定分析  
(JIS)

公定分析  
(衛生試験)

公定分析  
(局方他)

公定分析  
(ガラス部品)

カラム

分液ロート・  
ガラスロート

ろ過器

メンブレン  
フィルター

びん

デシケーター

培養容器

粘度計

体積計に  
ついて

ピペット

メスシリンダー・  
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ  
ピペット

卓上型分注器

実験用  
補助器具