

トータル
コーディネート研究設備・
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・
合板製中央実験台・
金属フレーム製

試薬棚

サイド実験台・
合板製サイド実験台・
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・
天秤台・昇降台

流し台

薬品戸棚・
薬品庫作業台・
椅子

オプション

サイド実験台

共通仕様

- 主 材: ポリエステル化粧合板 (内部・棚板はプリント合板)
- 甲 板: ケミテクト、ブラック色
エッジ: 硬質塩化ビニール (厚さ45mm) 芯材: フラッシュ構造



SAF-127型



SAF-127B型



SAK-127型



SBF-127型

サイド実験台 SAF型

Laboratory Tables, Side Type, Model SAF Series

サイド実験台SAF型は、天板下に2つの引出しと両開き付の収納ボックスを設けています。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-124	SAF-067	600×750×800	33kg	88,000
-125	SAF-097	900×750×800	44kg	123,000
-126	SAF-127	1200×750×800	54kg	145,000
-127	SAF-157	1500×750×800	74kg	207,000
-128	SAF-187	1800×750×800	86kg	245,000
-129	SAF-247	2400×750×800	106kg	280,000
-130	SAF-307	3000×750×800	136kg	403,000

- 上段引出し、開き戸、棚板1段付

サイド実験台 SAF-B型

Laboratory Tables, Side Type, Model SAF-B Series

このサイド実験台SAF-B型は、壁面側に天板上より約150mmの背あてをつけ、2つの引出しと両開き収納ボックスを設けたものです。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-131	SAF-067B	600×750×800 (950)	34kg	119,000
-132	SAF-097B	900×750×800 (950)	45kg	194,000
-133	SAF-127B	1200×750×800 (950)	55kg	228,000
-134	SAF-157B	1500×750×800 (950)	75kg	321,000
-135	SAF-187B	1800×750×800 (950)	88kg	378,000
-136	SAF-247B	2400×750×800 (950)	107kg	448,000
-137	SAF-307B	3000×750×800 (950)	142kg	633,000

- 上段引出し、開き戸、棚板1段付

サイド実験台 SAK型

Laboratory Tables, Side Type, Model SAK Series

サイド実験台SAK型は、天板上の奥行きは750mmを維持しながら、作業者の足元(つま先)部分が実験台に当りにくいように切り込んであります。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-138	SAK-067	600×750×800	32kg	99,000
-139	SAK-097	900×750×800	43kg	128,000
-140	SAK-127	1200×750×800	53kg	153,000
-141	SAK-157	1500×750×800	73kg	221,000
-142	SAK-187	1800×750×800	84kg	252,000
-143	SAK-247	2400×750×800	104kg	296,000
-144	SAK-307	3000×750×800	134kg	431,000

- 上段引出し、開き戸(ケコミ型)、棚板1段付

サイド実験台 SBF型

Laboratory Tables, Side Type, Model SBF Series

サイド実験台SBF型は、天板下の引出し部を設けたものです。引出しのほか右側には片開きの収納ボックスをつけてあります。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-145	SBF-097	900×750×800	52kg	149,000
-146	SBF-127	1200×750×800	63kg	176,000
-147	SBF-157	1500×750×800	75kg	226,000
-148	SBF-187	1800×750×800	85kg	248,000
-149	SBF-247	2400×750×800	115kg	344,000
-150	SBF-307	3000×750×800	138kg	449,000

- 片側引出し、他は開き戸、棚板1段付

サイド実験台

共通仕様

- 主 材: ポリエステル化粧合板(内部・棚板はプリント合板)
- 甲 板: ケミテクト、ブラック色
エッジ: 硬質塩化ビニール(厚さ45mm) 芯材: フラッシュ構造

サイド実験台 SBB型

Laboratory Tables, Side Type, Model SBB Series

このサイド実験台SBB型は、天板下の部分を全て引出しタイプにしたものです。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-151	SBB-047	450×750×800	29kg	96,000
-152	SBB-067	600×750×800	33kg	108,000
-153	SBB-097	900×750×800	55kg	116,000
-154	SBB-127	1200×750×800	65kg	196,000

- 引出し付



SBB-127型

サイド実験台 SEF型


Laboratory Tables, Side Type, Model SEF Series

サイド実験台SEF型は、ロングワイドの天板を用いております。天板下の両側には引出しと中央部分は収納ボックスを設けています。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-155	SEF-187	1800×750×800	97kg	281,000
-156	SEF-247	2400×750×800	117kg	331,000
-157	SEF-307	3000×750×800	148kg	438,000

- 両側引出し、中央開き戸、棚板1段付



SEF-187型

サイド実験台 SBK型

Laboratory Tables, Side Type, Model SBK Series

このサイド実験台SBK型は、天板下には引出しを設け、さらには左側を全部引出し部分にしています。また、中央下部と右側は開き戸になっております。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-158	SBK-157	1500×750×800	74kg	230,000
-159	SBK-187	1800×750×800	84kg	256,000

- 左側引出し、右側開き戸(ケコミ型)、棚板1段付



SBK-157型

サイド実験台 SKB型

Laboratory Tables, Side Type, Model SKB Series

サイド実験台SKB型は、天板下には引出しを設け、さらには右側を全部引出し部分にしています。また、中央下部と左側は開き戸になっております。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-160	SKB-157	1500×750×800	74kg	230,000
-161	SKB-187	1800×750×800	84kg	256,000

- 左側引出し、右側開き戸(ケコミ型)、棚板1段付



SKB-157型

トータル
コーディネート

研究設備・
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・
合板製

中央実験台・
金属フレーム製

試薬棚

サイド実験台・
合板製

サイド実験台・
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・
天秤台・昇降台

流し台

薬品戸棚・
薬品庫

作業台・
椅子

オプション

トータル
コーディネート研究設備・
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・
合板製中央実験台・
金属フレーム製

試薬棚

サイド実験台・
合板製サイド実験台・
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・
天秤台・昇降台

流し台

薬品戸棚・
薬品庫作業台・
椅子

オプション

サイド実験台

共通仕様


- 主 材: ポリエステル化粧合板 (内部・棚板はプリント合板)
- 甲 板: ケミテクト、ブラック色
エッジ: 硬質塩化ビニール (厚さ45mm) 芯材: フラッシュ構造



SEK-187型



SDS-187型



SBC-187型



SES-187型

サイド実験台 SEK型

Laboratory Tables, Side Type, Model SEK Series

サイド実験台SEK型は、ロングワイドの天板を用いております。
天板の下部はケコミ型になっています。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-162	SEK-187	1800×750×800	96kg	286,000
-163	SEK-247	2400×750×800	116kg	342,000
-164	SEK-307	3000×750×800	146kg	449,000

- 両側引出し、中央開き戸(ケコミ型)、棚板1段付

サイド実験台 SDS型

Laboratory Tables, Side Type, Model SDS Series

サイド実験台SDS型は、天板下の両サイドに引出しをつけ、その下
に開き戸付の収納ボックスを設けています。また、中央部分は大きく
開けてあります。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-165	SDS-157	1500×750×800	63kg	195,000
-166	SDS-187	1800×750×800	75kg	213,000

- 両側に引出し、開き戸を付けた机タイプ、棚板1段付

サイド実験台 SBC型

Laboratory Tables, Side Type, Model SBC Series

このサイド実験台SBC型は、天板下の左側を実験に必要な小物類
を入れるために引出しを設け、右側下部は一部開き戸タイプの収納
ボックスを付けてあります。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-167	SBC-157	1500×750×800	67kg	218,000
-168	SBC-187	1800×750×800	77kg	254,000

- 引出し、開き戸を付けた机タイプ、棚板1段付

サイド実験台 SES型

Laboratory Tables, Side Type, Model SES Series

サイド実験台SES型は、机の形をしており天板下の両サイドは全部
引出しを設けてあります。



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-169	SES-157	1500×750×800	70kg	225,000
-170	SES-187	1800×750×800	79kg	262,000

- 両側に引出しを付けた机タイプ