

タテデモ ナナメデモ



※この瓶での金魚の飼育は絶対にお止めください。

 **SIBATA**

チルトボトル DURAN® TILT Bottle



仕様

品目コード	017400-500A
品名	チルトボトル
容量	500mL
ねじ規格	GL-56
材質	びん：ほうけい酸ガラス-1 GL-56 白キャップ：PP
高さ	151mm（キャップ装着時）
入数	4
価格¥	9,600

分注作業をスムーズに

"For easy pipetting"
傾けて、ピペットを出し入れしやすい
角度で使用可能です。
口径もGL-56の広口を採用。



ねじロキャップ 白 GL-56

安全性と快適さを

付属のねじロキャップはエルゴノミクス(=人間工学)を取り入れたデザインです。キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。

スペースを有効に

高さを抑えた形状は、冷蔵庫での保管に便利。
また、クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。



遮光カバー装着例

■スペアパーツ・オプション

品目コード	品名	入数	価格¥
017400-561A	ねじロキャップ 白 GL-56	10	3,000
017400-01A	シリコン遮光カバー (ボトルタグ×4コ付)	4	3,600

分注器“デジフィット” BII/CIIタイプ



一定容量の分注に特化し、優れた精度と再現性を実現

BIIタイプ

プッシュボタンを回すことで3段階の容量設定が可能。

CIIタイプ

同一容量を繰り返し分注する際に適したモデル。
10～1000μLまで幅広い容量をご用意。

仕様

品目コード	型 式	容量設定方式	分注範囲μL	精度%	再現性%	適合チップ	価格¥
025520-501	BII-50	3段可変式	10/20/50	±1.2～±0.7	≤0.6～≤0.3	SG、SGR	21,000
-2001	BII-200		50/100/200	±0.7～±0.5	≤0.4～≤0.3		21,000
-10001	BII-1000		200/500/1000		≤0.3～≤0.2	LG、LGR	21,000
025530-101	CII-10	固定式	10	±1.2	≤0.4	SS、SSR	18,000
-201	CII-20		20	±0.8	≤0.3	SG、SGR	18,000
-251	CII-25		25				18,000
-301	CII-30		30				18,000
-501	CII-50		50	±0.6	18,000		
-1001	CII-100		100		18,000		
-2001	CII-200		200		18,000		
-5001	CII-500		500	±0.5	≤0.2	LG、LGR	18,000
-10001	CII-1000		1000				18,000



●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2017年7月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

SIBATA 製品のご用命は…



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

170805R012