

理化学用
ガラスビーカー・
フラスコ

セパラブル

試験管・
沈殿管

びん

培養容器

体積計に
ついて

ピペット

メスシリンダー・
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン
フィルター

デシケーター

分液ロート

カラム

公定分析

冷却器

分留管


トラップ

受器


連結管

栓


加工用ガラス

実験用
補助器具


030760-




030760-015150



030810-19245



030770-



030770-15200

SPC分留管 充填式 SIBATA®

Distilling Columns, indented support, SPC Joint

品目コード	カラム内径 mm	a mm	b mm	上部	下部	価格¥SC
030760-15150	15	170	220	SPC-15	SPC-15	5,900
030760-19200	18	220	270	SPC-19	SPC-19	6,800
030760-15300	15	320	370	SPC-15	SPC-15	6,800
030760-19300	18	320	370	SPC-19	SPC-19	6,800
030760-24300	18	320	370	SPC-19	SPC-24	7,800

SPC分留管 充填式 枝付 SIBATA®

Distilling Column, indented support, side arm, SPC Joint

品目コード	カラム内径 mm	a mm	b mm	上部	下部	側部	角度	価格¥SC
030760-015150	10	120	190	SPC-15	SPC-15	SPC-15	60°	9,100

※セミマイクロ用

SPC分留管 スノーダー SIBATA®

Distilling Columns, Snyder, SPC Joint

品目コード	a mm	b mm	球数	上部	下部	価格¥SC
030810-19243	210	26	3	SPC-19	SPC-24	19,100
030810-2424	216	26	3	SPC-24	SPC-24	19,800
030810-19245	320	26	5	SPC-19	SPC-24	21,900

SPC分留管 ヘンペル ねじり板付 SIBATA®

Distilling Columns, Hempel, side arm, SPC Joint


品目コード	a mm	b mm	c mm	上部	下部	側部	角度	価格¥SC
030770-15200	240	140	55	SPC-15	SPC-15	SPC-15	60°	14,000
030770-24300	340	240	35	SPC-15	SPC-24	SPC-19	60°	18,000

☆これらの規格(寸法・角度・ジョイント・容量等)以外の製品も承っています。


※SPCについては、32ページをご参照ください。

※記載の寸法には±の公差があり、また()は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。


※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。




030800-



008100-



030780-



030820-

SPC分留管 ヴィグリュウ SIBATA®

Distilling Columns, Vigreux, SPC Joint

品目コード	カラム内径 mm	a mm	b mm	上部	下部	価格¥SC
030800-15200	15	195	240	SPC-15	SPC-15	13,800
030800-19200	18	195	245	SPC-19	SPC-24	15,900
030800-19300	18	300	350	SPC-19	SPC-24	17,400

ㄖ分留管 ヴィグリュウ SIBATA®

Distilling Column, Vigreux, ㄖ Joint

品目コード	a mm	b mm	c mm	押込数	上部ㄖ	下部ㄖ	価格¥SC
008100-15200	180	220	19	10段	15/25	15/25	14,000

SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形 SIBATA®

Distilling Columns, Vigreux, Claisen type, SPC Joint

品目コード	a mm	b mm	c mm	d mm	①主管上部	②主管下部	③側管上部	④側管	角度	価格¥SC
030780-15200	175	65	30	20	SPC-15	SPC-15	SPC-15	SPC-15	60°	17,000
030780-15300	300	115	45	55	SPC-15	SPC-29	SPC-15	SPC-15	60°	21,000
030780-19300	300	115	45	55	SPC-19	SPC-24	SPC-15	SPC-19	60°	23,000

SPC分留管 ウィッドマー SIBATA®

Distilling Columns, Widmer, SPC Joint

品目コード	a mm	上部	下部	b mm	c mm	d mm	価格¥SC
030820-15100	110	SPC-15	SPC-15	50	40	30	22,000
030820-19200	200	SPC-19	SPC-24	75	36	30	22,000
030820-19300	300	SPC-19	SPC-24	75	36	30	25,000
030820-19500	500	SPC-19	SPC-24	75	36	30	30,000

☆これらの規格(寸法・角度・ジョイント・容量等)以外の製品も承っています。

※SPCについては、32ページをご参照ください。

※ㄖとは「共通すり合わせ」の記号です。

※記載の寸法には±の公差があり、また()は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。

理化学用
ガラス

ビーカー・
フラスコ

セパラブル

試験管・
沈殿管

びん

培養容器

体積計に
ついて

ピペット

メスシリンダー・
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン
フィルター

デンケーター

分液ロート

カラム

公定分析

冷却器

分留管

トラップ

受器

連結管

栓

加工用ガラス

実験用
補助器具