



001770-

㊦平栓 白 SIBATA®

Stoppers, ㊦ Joint, flat head

品目コード	記号 ㊦	適合するメス フラスコ mL	適合するメス シリンダー mL	適合する共栓三 角フラスコ mL	単価 ¥	入数	価格¥ SJ
001770-09A	9	1~25	5, 10	—	520	10	5,200
001770-13A	13	50~100	20, 25	10	550	10	5,500
001770-16A	16	200~300	50, 100	—	860	10	8,600
001770-19A	19	500	200, 250	20, 30	840	10	8,400
001770-22A	22	1000	—	50, 100	860	10	8,600
001770-27A	27	2~3L	500	200~500	970	10	9,700



001750-



001730-

㊦平栓 SIBATA®

Stoppers, ㊦ Joint, flat head

品目コード	色	記号㊦	高さH mm	単価¥	入数	価格¥ SH
001750-1520A	透明	15/20	(33.5)	860	10	8,600
001750-1525A		15/25	(39.5)	860	10	8,600
001750-1938A		19/38	(55)	970	10	9,700
001750-2440A		24/40	(61)	1,180	10	11,800
001750-2942A		29/42	(64)	1,280	10	12,800
001730-1520A	茶かつ色	15/20	(33.5)	980	10	9,800
001730-1525A		15/25	(39.5)	980	10	9,800
001730-1938A		19/38	(55)	1,100	10	11,000
001730-2440A		24/40	(61)	1,350	10	13,500
001730-2942A		29/42	(64)	1,600	10	16,000

注) 茶かつ色の製品は受注生産品ですので、納期についてはお問い合わせください。



030060-

SPC平栓 SIBATA®

Stoppers, SPC Joint

品目コード	記号	高さ mm	単価¥	入数	価格¥ SE
030060-15A	SPC-15	(58)	2,040	10	20,400
030060-19A	SPC-19	(62)	2,250	10	22,500
030060-24A	SPC-24	(65)	2,810	10	28,100
030060-29A	SPC-29	(68)	3,090	10	30,900
030060-34A	SPC-34	(71)	6,180	5	30,900



030080-29A

SPCメスキャップ S形 017220-保存びん用 SIBATA®

Caps, SPC Joint, S type

品目コード	記号	高さ mm	単価¥	入数	価格¥ SE
030080-29A	SPC-29	55	2,080	5	10,400
A30000-252	SPC-34	65	—	1	2,500



PTFE ムク栓

PTFE stopcock

品目コード	No.	使用する製品	価格¥ SH
007000-047	TF-13	分液ロート、自動ビュレット	1,900
007000-048	TF-17	分液ロート	2,100
007000-049	TF-19	分液ロート	3,100

※SPCについては、32ページをご参照ください。

※㊦とは「共通すり合わせ」の記号です。

※記載の寸法には±の公差があり、また()は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

※品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。

※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。

- 理化学用
ガラス
- ビーカー・
フラスコ
- セパラブル
- 試験管・
沈殿管
- びん
- 培養容器
- 体積計に
ついて
- ピペット
- メスシリンダー・
メスフラスコ
- ビュレット
- 分注器一覧
- ハンディ
ピペット
- 卓上型分注器
- 粘度計
- ろ過器
- メンブレン
フィルター
- デンケーター
- 分液ロート
- カラム
- 公定分析
- 冷却器
- 分留管
- トラップ
- 受器
- 連結管
- 栓
- 加工用ガラス
- 実験用
補助器具