

理化学用
ガラスビーカー・
フラスコ

セパラブル

試験管・
沈殿管

びん

培養容器

体積計に
ついて

ピペット

メスシリンダー・
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン
フィルター

デンケーター

分液ロート

カラム

公定分析

冷却器

分留管

トラップ

受器

連結管

栓

加工用ガラス

実験用
補助器具

攪拌反応容器セット



GL-45用プロペラ先端



使用例

スターラーリアクター GL-45 DURAN®

Stirred Reactor, Model GL-45®

GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の攪拌プロペラスターラーです。お手持ちのマグネチックスターラーで攪拌できます。シャフトはステンレス、接液部はPEEKを用いています。

特徴

- 密閉状態での攪拌に対応
- ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性
- オートクレーブ滅菌が可能
- 既存のねじ口びんにも取り付け可能
- リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーション

品目コード	容量mL	品名	価格¥ SC
016000-45500	500	攪拌反応容器セット 500mL	54,000
016000-451000	1000	攪拌反応容器セット 1000mL	55,000
016000-451	—	攪拌反応容器用キャップセット(シャフトなし)	13,000
016000-452	—	攪拌反応容器用シャフト	39,000

	適用びん	プロペラ直径×全長
GL-45用	500mL~2000mL	64mm(折畳時26mm)×293mm

フィルターユニット付試薬びん

Reagent Bottles, with filter unit

フィルターユニット付試薬びんは、ファーマンター用ねじ口びんにディスポートタイプの無菌フィルターをセットしたもので、ジャーファーマンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。



016060-250



016060-100

品目コード	容量 mL	キャップ	パッキン	フィルター	価格¥ SE
016060-100	100	GL-45	シリコンパッキン	PTFE 0.2μm φ50mm	5,600
016060-250	250				5,800
016060-1000	1000				6,500

※オートクレーブでご使用の場合は、キャップを完全にゆるめてください。

ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付 DURAN®

Shaking Erlenmeyer Flasks, with baffled bottom and GL-45 thread

特徴

- バッフルが従来の側面ではなく底面にある構造の振盪フラスコです。
- ねじ口メンブレンキャップ付きですので、オートクレーブの際にキャップを緩める必要がありません。(キャップ耐熱温度140℃)
- バッフルが均一で、培養にムラが出ません。

品目コード	容量 mL	キャップ	単価¥	入数	価格¥ SE
016460-250A	250	GL-45	8,500	4	34,000
016460-500A	500		9,500	4	38,000

※250、500mLの口内径はφ30mmです。

ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付 SIBATA®

Shaking Erlenmeyer Flasks, with baffles and thread (trypsinizing flask)

特徴

キャップについているパッキンは、オートクレーブ滅菌可能です。

品目コード	容量 mL	キャップ	単価¥	入数	価格¥ SE
016320-500A	500	GL-45	8,000	4	32,000

※ねじ口キャップはフェノール樹脂、パッキンはPTFE両面張りシリコンゴムです。

※品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。



016460-500A



016460-250A




016320-500A



016330-0500A



016060-




ねじ口キャップ



パッキン



ねじ口キャップ (穴付) シリコンパッキン



シリコンパッキン



016310-

ねじ口振盪三角フラスコ バッフルなし SIBATA®

Shaking Erlenmeyer Flasks, with thread

品目コード	容量 mL	キャップ	単価¥	入数	価格¥ SE
016330-0500A	500	GL-45	5,000	4	20,000

※ねじ口キャップはフェノール樹脂、パッキンはPTFE両面張りシリコンゴムです。

ファーメンター用ねじ口びん DURAN®

Bottles, for Fermenter

ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン (穴なし) をセットしたもので、pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。

品目コード	容量 mL	ねじ規格	単価¥	入数	価格¥ SB
016060-1002A	100	GL-45	2,600	10	26,000
016060-2502A	250		2,600	10	26,000
016060-5002A	500		3,000	10	30,000
016060-10002A	1000		3,400	10	34,000

※オートクレーブでご使用の場合は、キャップを完全にゆるめてください。
※黒穴あきキャップの材質はフェノール樹脂、パッキンはシリコンゴムです。
黒穴あきキャップ (シリコンパッキン付) の品目コードは、017200-455Aです。

ねじ口キャップ、パッキン

Screw-Cap, Packing

カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。

ねじ口キャップ 黒 穴なし (オートクレーブ可能)

No.	品目コード	ねじ規格	材質	パッキン	単価¥	入数	価格¥	
①	017200-320A	GL-32	フェノール樹脂	なし	480	10	4,800	SH
②	017200-450A	GL-45	樹脂	付※	740	10	7,400	SB
③	017200-2531A	GL-25用	パッキンPTFE	なし	330	10	3,300	SH
④	017200-3201A	GL-32用	両面張り (シリコンゴム)		420	10	4,200	SH
⑤	A17200-001	GL-45用			480	10	4,800	SH

※パッキンの材質は、エスプレンです。

ねじ口キャップ 穴付 センサー用 (オートクレーブ可能)

No.	品目コード	ねじ規格	材質	穴径 mm	単価¥	入数	価格¥ SH
⑥	016060-025A	GL-25	フェノール樹脂	16	510	10	5,100
⑦	016060-045A	GL-45	樹脂	29.5	750	10	7,500
⑧	016060-25A	GL-25用	シリコンパッキン	穴なし	480	10	4,800
⑨	016060-45A	GL-45用			1,000	10	10,000
⑩	016060-450A				1,000	10	10,000

※⑨はカルスター、ファーメンター、バイオリクター等の専用パッキンです。ねじ口びん (品目コード017200-~017320-) には適用しません。

振盪三角フラスコ バッフル付 SIBATA®

Shaking Erlenmeyer Flasks, with baffles (trypsinizing flask)

特徴

バッフルが3カ所についているため、通常の三角フラスコに比べ攪拌・通気効率がアップします。

品目コード	容量 mL	口内径 mm	ゴム栓No.	単価¥	入数	価格¥ SE
016310-50A	50	(18)	4	2,400	10	24,000
016310-100A	100	(20)	5	2,400	10	24,000
016310-200A	200	(27)	9	3,000	6	18,000
016310-300A	300	(31)	11	3,500	6	21,000
016310-500A	500	(35)	12	3,750	4	15,000
016310-1000A	1000	(36)	13	5,000	3	15,000
016310-2000	2000	(41)	15	-	1	11,000

※ゴム栓No.は参考値です。ゴム栓は付属していませんので、実際の口内径に合うものをご使用ください。

※記載の寸法には±の公差があり、また()は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

※品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。

理化学用
ガラス

ビーカー・
フラスコ

セパラブル

試験管・
沈殿管

びん

培養容器

体積計に
ついて

ピペット

メスシリンダー・
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン
フィルター

デンケーター

分液ポート

カラム

公定分析

冷却器

分留管

トラップ

受器

連結管

栓

加工用ガラス

実験用
補助器具