

# スチールフレーム製の中央実験台

## 中央実験台 スチールフレーム製 FCA型

Laboratory Center Tables, Flame Type made by steel, Model FCA Series



FCA-3015型




品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	質量 (約)	価格 ¥ SZ
A47680-033	FCA-1812	1800×1200×800	121kg	374,000
A47680-034	FCA-2412	2400×1200×800	146kg	515,000
A47680-035	FCA-3012	3000×1200×800	171kg	579,000
A47680-036	FCA-3612	3600×1200×800	213kg	734,000
A47680-037	FCA-1815	1800×1500×800	136kg	426,000
A47680-038	FCA-2415	2400×1500×800	166kg	572,000
A47680-039	FCA-3015	3000×1500×800	196kg	682,000
A47680-040	FCA-3615	3600×1500×800	238kg	827,000

FCA型は、スチール製角型パイプをベースに甲板を取付けたベーシックな中央実験台です。甲板には“ケミテクト”を用いていますので、硫酸、塩酸はもとより苛性ソーダなどの薬品に侵されにくい特徴を持っています。

### 仕様

- フレーム: スチール製角パイプ (40×40mm) 及びCチャンネル、アジャスター付、塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲板: ケミテクト、ブラック色  
エッジ: 硬質塩化ビニール  
厚さ: 45mm  
芯材: フラッシュ構造
- 側板: ポリエステル化粧合板
- 背板: プリント合板
- 付属品: AC2口卓上型コンセント (1コ)  
注) ガス栓は付属しません。

●配管立上り図 (単位: mm)



## 中央実験台 スチールフレーム製 (ワゴンユニット付) FCB型

Laboratory Center Tables, Flame Type made by steel, Model FCB Series



FCB-3015型




品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	質量 (約)	価格 ¥ SZ
A47680-041	FCB-1812	1800×1200×800	195kg	621,000
A47680-042	FCB-2412	2400×1200×800	220kg	677,000
A47680-043	FCB-3012	3000×1200×800	245kg	825,000
A47680-044	FCB-3612	3600×1200×800	287kg	981,000
A47680-045	FCB-1815	1800×1500×800	210kg	671,000
A47680-046	FCB-2415	2400×1500×800	240kg	821,000
A47680-047	FCB-3015	3000×1500×800	270kg	929,000
A47680-048	FCB-3615	3600×1500×800	312kg	1,074,000

FCB型はスチールフレーム製実験台FCAモデルをベースに、キャスター付きワゴンユニットをセットした中央実験台です。

### 仕様

- フレーム: スチール製角パイプ (40×40mm) 及びCチャンネル、アジャスター付、塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲板: ケミテクト、ブラック色  
エッジ: 硬質塩化ビニール  
厚さ: 45mm  
芯材: フラッシュ構造
- 側板: ポリエステル化粧合板
- 背板: プリント合板
- 付属品: AC2口卓上型コンセント (1コ)  
ワゴンユニット4Aタイプ (2台)  
ワゴンユニット4Cタイプ (2台)  
注) ガス栓は付属しません。

●配管立上り図 (単位: mm)



- 設備提案・納入実績
- 設備レイアウト
- 天板耐薬品性
- 中央実験台・合板製
- 中央実験台・金属フレーム製
- 試薬棚
- サイド実験台・合板製
- サイド実験台・金属フレーム製
- ワゴンユニット
- コーナー実験台・天秤台・昇降台
- 流し台
- 薬品戸棚・薬品庫
- 作業台・椅子
- ステンレスカート
- オプション

設備提案・  
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・  
合板製中央実験台・  
金属フレーム製

試薬棚

サイド実験台・  
合板製サイド実験台・  
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・  
天秤台・昇降台

流し台

薬品戸棚・  
薬品庫作業台・  
椅子ステンレス  
カート

オプション



FCC-3015型

### 中央実験台 スチールフレーム製(陶製流し付) FCC型

Laboratory Center Tables, Flame Type made by steel, Model FCC Series

FCC型はスチールフレーム製で、側面に陶製流しを設けた中央実験台です。陶製流しには3方口の化学水栓を付属。また、天板上(隅)にはACコンセント(2口)を標準付属しています。


#### 仕様

- フレーム: スチール製角パイプ(40×40mm)及びCチャンネル、アジャスター付、塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲板: ケミテクト、ブラック色  
エッジ: 硬質塩化ビニール  
厚さ: 45mm 芯材: フラッシュ構造
- 側板: ポリエステル化粧合板
- 背板: プリント合板
- 付属品: AC2口卓上型コンセント(1コ)  
陶製流し(1コ) 3方口化学水栓(1コ)  
注) ガス栓は付属しません。
- 配管立上り図(単位:mm)



品目コード	型式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-049	FCC-1812	1800×1200×800	131kg	485,000
A47680-050	FCC-2412	2400×1200×800	156kg	624,000
A47680-051	FCC-3012	3000×1200×800	186kg	688,000
A47680-052	FCC-3612	3600×1200×800	223kg	844,000
A47680-053	FCC-1815	1800×1500×800	146kg	535,000
A47680-054	FCC-2415	2400×1500×800	176kg	682,000
A47680-055	FCC-3015	3000×1500×800	206kg	790,000
A47680-056	FCC-3615	3600×1500×800	253kg	935,000

注) 外寸法(W)には陶製流しの寸法は含まれておりません。陶製流しおよび化学水栓用ボックスの寸法(W)は約505mmです。



### 中央実験台 スチールフレーム製(ワゴンユニット・陶製流し付) FCD型

Laboratory Center Tables, Flame Type made by steel, Model FCD Series

FCD型はスチールフレーム製中央実験台FCC型のモデルに、ワゴンユニットを付属したものです。


#### 仕様

- フレーム: スチール製角パイプ(40×40mm)及びCチャンネル、アジャスター付、塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲板: ケミテクト、ブラック色  
エッジ: 硬質塩化ビニール  
厚さ: 45mm 芯材: フラッシュ構造
- 側板: ポリエステル化粧合板
- 背板: プリント合板
- 付属品: AC2口卓上型コンセント(1コ)  
陶製流し(1コ) 3方口化学水栓(1コ)  
ワゴンユニット4Aタイプ(2台)  
ワゴンユニット4Cタイプ(2台)  
注) ガス栓は付属しません。
- 配管立上り図(単位:mm)



品目コード	型式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-057	FCD-1812	1800×1200×800	205kg	738,000
A47680-058	FCD-2412	2400×1200×800	230kg	877,000
A47680-059	FCD-3012	3000×1200×800	260kg	941,000
A47680-060	FCD-3612	3600×1200×800	297kg	1,096,000
A47680-061	FCD-1815	1800×1500×800	220kg	788,000
A47680-062	FCD-2415	2400×1500×800	250kg	935,000
A47680-063	FCD-3015	3000×1500×800	280kg	1,044,000
A47680-064	FCD-3615	3600×1500×800	327kg	1,188,000

注) 外寸法(W)には陶製流しの寸法は含まれておりません。陶製流しおよび化学水栓用ボックスの寸法(W)は約505mmです。



設備提案・  
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・  
合板製

中央実験台・  
金属フレーム製

試験棚

サイド実験台・  
合板製

サイド実験台・  
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・  
天秤台・昇降台

流し台

薬品戸棚・  
薬品庫

作業台・  
椅子

ステンレス  
カート

オプション

### 中央実験台 スチールフレーム製(側面流し台付) FCE型

Laboratory Center Tables, Flame Type made by steel, Model FCE Series

FCE型はスチールフレーム製中央実験台FCA型をベースに、側面流し台を装備しています。

#### 仕様

- フレーム: スチール製角パイプ(40×40mm) 及びCチャンネル、アジャスター付、塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲板: ケミテクト、ブラック色  
エッジ: 硬質塩化ビニール  
厚さ: 45mm 芯材: フラッシュ構造
- 側板: ポリエステル化粧合板
- 背板: プリント合板
- 付属品: AC2口卓上型コンセント(1コ)  
流し台(甲板・ステンレス)(1コ)  
3方口化学水栓(1コ)  
注) ガス栓は付属しません。
- 配管立上り図(単位:mm)




FCE-3615型



品目コード	型式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥SZ
A47680-065	FCE-2412	2400×1200×800	160kg	690,000
A47680-066	FCE-3012	3000×1200×800	185kg	605,000
A47680-067	FCE-3612	3600×1200×800	210kg	894,000
A47680-068	FCE-4212	4200×1200×800	252kg	1,048,000
A47680-069	FCE-2415	2400×1500×800	183kg	772,000
A47680-070	FCE-3015	3000×1500×800	213kg	920,000
A47680-071	FCE-3615	3600×1500×800	243kg	1,050,000
A47680-072	FCE-4215	4200×1500×800	285kg	1,174,000

注) 外寸法(W)は側面流し台を含んでいます。



### 中央実験台 スチールフレーム製(ワゴンユニット・側面流し台付) FCF型

Laboratory Center Tables, Flame Type made by steel, Model FCF Series

FCF型は側面流し台を付属し、さらには移動が可能なワゴンユニットを4台標準付属しています。

#### 仕様

- フレーム: スチール製角パイプ(40×40mm) 及びCチャンネル、アジャスター付、塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲板: ケミテクト、ブラック色  
エッジ: 硬質塩化ビニール  
厚さ: 45mm 芯材: フラッシュ構造
- 側板: ポリエステル化粧合板
- 背板: プリント合板
- 付属品: AC2口卓上型コンセント(1コ)  
流し台(甲板・ステンレス)(1コ)  
3方口化学水栓(1コ)  
ワゴンユニット4Aタイプ(2台)  
ワゴンユニット4Cタイプ(2台)  
注) ガス栓は付属しません。
- 配管立上り図(単位:mm)




FCF-3615型



品目コード	型式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥SZ
A47680-073	FCF-2412	2400×1200×800	234kg	943,000
A47680-074	FCF-3012	3000×1200×800	259kg	1,084,000
A47680-075	FCF-3612	3600×1200×800	284kg	1,150,000
A47680-076	FCF-4212	4200×1200×800	326kg	1,301,000
A47680-077	FCF-2415	2400×1500×800	257kg	1,026,000
A47680-078	FCF-3015	3000×1500×800	287kg	1,174,000
A47680-079	FCF-3615	3600×1500×800	317kg	1,283,000
A47680-080	FCF-4215	4200×1500×800	359kg	1,426,000

注) 外寸法(W)は側面流し台を含んでいます。



設備提案・  
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・  
合板製中央実験台・  
金属フレーム製

試薬棚

サイド実験台・  
合板製サイド実験台・  
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・  
天秤台・昇降台

流し台

薬品戸棚・  
薬品庫作業台・  
椅子ステンレス  
カート

オプション



FCG-3615型

## 中央実験台 スチールフレーム製(中央流し台付) FCG型


Laboratory Center Tables, Flame Type made by steel, Model FCG Series

FCG型は、実験台の中央部に流し台を設けています。流し台は実験台の両面から利用できる2槽式を付属しています。

## 仕様

- フレーム: スチール製角パイプ(40×40mm)及びCチャンネル、アジャスター付 塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲板: ケミテクト、ブラック色  
エッジ: 硬質塩化ビニール  
厚さ: 45mm 芯材: フラッシュ構造
- 側板: ポリエステル化粧合板
- 背板: プリント合板
- 付属品: AC2口卓上型コンセント(1コ)  
流し台(甲板・ステンレス)(1コ)  
4方口化学水栓(1コ)~1200D  
3方口化学水栓(2コ)~1500D  
注) ガス栓は付属しません。

●配管立上り図(単位:mm)



品目コード	型式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥SZ
A47680-081	FCG-2412	2400×1200×800	178kg	766,000
A47680-082	FCG-3012	3000×1200×800	203kg	869,000
A47680-083	FCG-3612	3600×1200×800	233kg	923,000
A47680-084	FCG-4212	4200×1200×800	282kg	1,124,000
A47680-085	FCG-2415	2400×1500×800	203kg	871,000
A47680-086	FCG-3015	3000×1500×800	233kg	1,019,000
A47680-087	FCG-3615	3600×1500×800	263kg	1,127,000
A47680-088	FCG-4215	4200×1500×800	317kg	1,271,000

注) 外寸法(W)は中央流し台を含んでいます。

## 中央実験台 スチールフレーム製(ワゴンユニット・中央流し台付) FCH型


Laboratory Center Tables, Flame Type made by steel, Model FCH Series

FCH型は、FCGモデルにキャスター付ワゴンユニット4台を標準付属しています。

## 仕様

- フレーム: スチール製角パイプ(40×40mm)及びCチャンネル、アジャスター付 塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲板: ケミテクト、ブラック色  
エッジ: 硬質塩化ビニール  
厚さ: 45mm 芯材: フラッシュ構造
- 側板: ポリエステル化粧合板
- 背板: プリント合板
- 付属品: AC2口卓上型コンセント(1コ)  
流し台(甲板・ステンレス)(1コ)  
4方口化学水栓(1コ)~1200D  
3方口化学水栓(2コ)~1500D  
ワゴンユニット4Aタイプ(2台)  
ワゴンユニット4Cタイプ(2台)  
注) ガス栓は付属しません。

●配管立上り図(単位:mm)



FCH-3615型

品目コード	型式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥SZ
A47680-089	FCH-2412	2400×1200×800	252kg	1,019,000
A47680-090	FCH-3012	3000×1200×800	277kg	1,159,000
A47680-091	FCH-3612	3600×1200×800	307kg	1,223,000
A47680-092	FCH-4212	4200×1200×800	356kg	1,378,000
A47680-093	FCH-2415	2400×1500×800	277kg	1,124,000
A47680-094	FCH-3015	3000×1500×800	307kg	1,271,000
A47680-095	FCH-3615	3600×1500×800	337kg	1,380,000
A47680-096	FCH-4215	4200×1500×800	391kg	1,525,000

注) 外寸法(W)は中央流し台を含んでいます。

設備提案・  
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・  
合板製

中央実験台・  
金属フレーム製

試薬棚

サイド実験台・  
合板製

サイド実験台・  
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・  
天祥台・昇降台

流し台

薬品戸棚・  
薬品庫

作業台・  
椅子

ステンレス  
カート

オプション

### 中央実験台 スチールフレーム製 FCK型

Laboratory Center Tables, Flame Type made by steel, Model FCK Series

FCK型はスチールフレーム製をベースに引出し(スライドレール付)を取り入れた中央実験台です。甲板には“ケミテクト”を用いておりますので、硫酸、塩酸はもとより苛性ソーダなどの薬品に侵されにくい特徴をもっています。




FCK-3015型



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-400	FCK-1812	1800×1200×800	131kg	486,000
A47680-401	FCK-2412	2400×1200×800	151kg	639,000
A47680-402	FCK-3012	3000×1200×800	181kg	752,000
A47680-403	FCK-3612	3600×1200×800	223kg	957,000
A47680-404	FCK-1815	1800×1500×800	146kg	536,000
A47680-405	FCK-2415	2400×1500×800	176kg	697,000
A47680-406	FCK-3015	3000×1500×800	206kg	855,000
A47680-407	FCK-3615	3600×1500×800	248kg	1,049,000

#### 仕様

- フレーム:スチール製角パイプ(40×40mm)及びCチャンネル、アジャスター付  
塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲 板:ケミテクト、ブラック色  
エッジ:硬質塩化ビニール  
厚さ:45mm  
芯材:フラッシュ構造
- 付属品:AC2口卓上型コンセント(1コ)  
注)ガス栓は付属しません。
- 配管立上り図(単位:mm)



### 中央実験台 スチールフレーム製(ワゴンユニット付) FCL型

Laboratory Center Tables, Flame Type made by steel, Model FCL Series

FCL型はスチールフレーム製実験台FCKモデルをベースに、キャスター付ワゴンユニットをセットした中央実験台です。




FCL-3015型



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-408	FCL-1812	1800×1200×800	232kg	697,000
A47680-409	FCL-2412	2400×1200×800	257kg	851,000
A47680-410	FCL-3012	3000×1200×800	282kg	962,000
A47680-411	FCL-3612	3600×1200×800	320kg	1,167,000
A47680-412	FCL-1815	1800×1500×800	247kg	746,000
A47680-413	FCL-2415	2400×1500×800	277kg	909,000
A47680-414	FCL-3015	3000×1500×800	307kg	1,065,000
A47680-415	FCL-3615	3600×1500×800	349kg	1,262,000

#### 仕様

- フレーム:スチール製角パイプ(40×40mm)及びCチャンネル、アジャスター付  
塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲 板:ケミテクト、ブラック色  
エッジ:硬質塩化ビニール  
厚さ:45mm  
芯材:フラッシュ構造
- 付属品:AC2口卓上型コンセント(1コ)  
ワゴンユニットWU-3A(2台)  
ワゴンユニットWU-3D(2台)  
注)ガス栓は付属しません。
- 配管立上り図(単位:mm)



設備提案・  
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・  
合板製中央実験台・  
金属フレーム製

試薬棚

サイド実験台・  
合板製サイド実験台・  
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・  
天秤台・昇降台

流し台

薬品戸棚・  
薬品庫作業台・  
椅子ステンレス  
カート

オプション

## 中央実験台 スチールフレーム製(ワゴンユニット・陶製流し付) FCM型

Laboratory Center Table, Flame Type made by steel, Model FCM Series

FCM型の実験台は、スチールフレーム製中央実験台に陶器製流しとワゴンユニットを付属したものです。



FCM-3015型




品目コード	型式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-416	FCM-1812	1800×1200×800	260kg	811,000
A47680-417	FCM-2412	2400×1200×800	289kg	965,000
A47680-418	FCM-3012	3000×1200×800	323kg	1,078,000
A47680-419	FCM-3612	3600×1200×800	372kg	1,283,000
A47680-420	FCM-1815	1800×1500×800	275kg	863,000
A47680-421	FCM-2415	2400×1500×800	309kg	1,023,000
A47680-422	FCM-3015	3000×1500×800	343kg	1,181,000
A47680-423	FCM-3615	3600×1500×800	402kg	1,376,000

## 仕様

- フレーム: スチール製角パイプ(40×40mm) 及びCチャンネル、アジャスター付 塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲板: ケミテクト、ブラック色  
エッジ: 硬質塩化ビニール  
厚さ: 45mm 芯材: フラッシュ構造
- 付属品: AC2口卓上型コンセント(1コ)  
陶製流し(1コ) 3方口化学水栓(1コ)  
ワゴンユニットWU-3A(2台)  
ワゴンユニットWU-3D(2台)  
注) ガス栓は付属しません。

●配管立上り図(単位:mm)



## 中央実験台 スチールフレーム製(ワゴンユニット・側面流し台付) FCN型

Laboratory Center Table, Flame Type made by steel, Model FCN Series

FCN型の中央実験台は、側面流し台を付属し、さらに移動式ワゴンユニットを付属しています。



FCN-3015型



品目コード	型式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-424	FCN-2412	2400×1200×800	193kg	1,023,000
A47680-425	FCN-3012	3000×1200×800	218kg	1,178,000
A47680-426	FCN-3612	3600×1200×800	243kg	1,289,000
A47680-427	FCN-4212	4200×1200×800	288kg	1,494,000
A47680-428	FCN-2415	2400×1500×800	219kg	1,127,000
A47680-429	FCN-3015	3000×1500×800	248kg	1,288,000
A47680-430	FCN-3615	3600×1500×800	279kg	1,445,000
A47680-431	FCN-4215	4200×1500×800	324kg	1,640,000

## 仕様

- フレーム: スチール製角パイプ(40×40mm) 及びCチャンネル、アジャスター付 塗装・エポキシ系粉体塗装
- 甲板: ケミテクト、ブラック色  
エッジ: 硬質塩化ビニール  
厚さ: 45mm 芯材: フラッシュ構造
- 付属品: AC2口卓上型コンセント(1コ)  
流し台(甲板・ステンレス)(1コ)  
3方口化学水栓(1コ)  
ワゴンユニットWA-3A(2台)  
ワゴンユニットWU-3D(2台)  
注) ガス栓は付属しません。

●配管立上り図(単位:mm)

