

中央実験台用の試薬収納専用棚



NSRA-1210型

実験台用試薬棚（片面2段棚タイプ） NSRA型

Reagent Shelves for Laboratory Table, Model NSRA Series

実験台用試薬棚 NSRA型は、片面のみの2段棚タイプで、ガラス戸は付属していません。

仕様

- 主 材：ポリエステル化粧合板
- 付属品：棚板にセーフティパイプ（転倒防止金具）付
固定L金具×2コ



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-540	NSRA-0910	900×200×1000	17kg	56,000
A47680-541	NSRA-1210	1200×200×1000	19kg	66,000
A47680-542	NSRA-1510	1500×200×1000	22kg	80,000



NSRB-1210型

実験台用試薬棚（片面ガラス戸2段棚タイプ） NSRB型

Reagent Shelves for Laboratory Table, Model NSRB Series

実験台用試薬棚 NSRB型は、片面のみの2段棚タイプで、ガラス戸式です。

仕様

- 主 材：ポリエステル化粧合板
- 引 戸：透明ガラス（厚さ:3mm）
- 付属品：棚板にセーフティパイプ（転倒防止金具）付
固定L金具×2コ



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-543	NSRB-0910	900×200×1000	19kg	70,000
A47680-544	NSRB-1210	1200×200×1000	22kg	84,000
A47680-545	NSRB-1510	1500×200×1000	26kg	98,000



NSRC-1510型

実験台用試薬棚（両面2段棚タイプ） NSRC型

Reagent Shelves for Laboratory Table, Model NSRC Series

実験台用試薬棚 NSRC型は、両面が使用可能な2段棚タイプで、ガラス戸は付属していません。

仕様

- 主 材：ポリエステル化粧合板
- 付属品：棚板にセーフティパイプ（転倒防止金具）付
固定L金具×2コ



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-546	NSRC-0910	900×300×1000	21kg	73,000
A47680-547	NSRC-1210	1200×300×1000	23kg	84,000
A47680-548	NSRC-1510	1500×300×1000	25kg	96,000



NSRD-1510型

実験台用試薬棚（両面ガラス戸2段棚タイプ） NSRD型

Reagent Shelves for Laboratory Table, Model NSRD Series

実験台用試薬棚 NSRD型は、両面が使用可能な2段棚タイプで、ガラス戸式です。

仕様

- 主 材：ポリエステル化粧合板
- 引 戸：透明ガラス（厚さ:3mm）
- 付属品：棚板にセーフティパイプ（転倒防止金具）付
固定L金具×2コ



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-549	NSRD-0910	900×300×1000	23kg	88,000
A47680-550	NSRD-1210	1200×300×1000	27kg	101,000
A47680-551	NSRD-1510	1500×300×1000	29kg	144,000

設備提案・
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・
合板製

中央実験台・
金属フレーム製

試薬棚

サイド実験台・
合板製

サイド実験台・
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・
天祥台・昇降台

流し台

薬品戸棚・
薬品庫

作業台・
椅子

ステンレス
カート

オプション