

設備提案・  
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・  
合板製中央実験台・  
金属フレーム製

試薬棚

サイド実験台・  
合板製サイド実験台・  
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・  
天秤台・昇降台

流し台

薬品戸棚・  
薬品庫作業台・  
椅子ステンレス  
カート

オプション

## オールステンレス製も備えた流し台



NA-127型



ND-127型



NE-127型



NF-127型

- 共通仕様**
- 主 材: ポリエステル化粧合板 (内部はプリント合板)
  - 甲 板: ステンレスSUS304 (厚さ1mm)


## 流し台 NA型

Sink Units, Model NA Series

流し台NA型は、一般的な形状の流し台です。

- 付 属 品: 3方口化学水栓 (1コ)
- シンク有効寸法: 奥行495mm×深さ230mm

●配管上り図 (単位: mm)



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	流し間口 mm	A mm	質量 (約)	価格¥ SZ
A47680-192	NA-067	600×750×800 (950)	530	200	24kg	257,000
A47680-193	NA-097	900×750×800 (950)	830	350	31kg	300,000
A47680-194	NA-127	1200×750×800 (950)	1130	500	41kg	349,000
A47680-195	NA-157	1500×750×800 (950)	1430	650	53kg	429,000
A47680-196	NA-187	1800×750×800 (950)	1730	800	69kg	488,000


## 流し台 ND型 (大型水槽)

Sink Units, Model ND Series

流し台ND型はNA型の大型版です。

- 付 属 品: 3方口化学水栓 (1コ)
- シンク有効寸法: 奥行560mm×深さ230mm

●配管上り図 (単位: mm)



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	流し間口 mm	A mm	質量 (約)	価格¥ SZ
A47680-203	ND-067	600×750×800 (930)	530	200	25kg	228,000
A47680-204	ND-097	900×750×800 (930)	830	350	34kg	270,000
A47680-205	ND-127	1200×750×800 (930)	1130	500	45kg	330,000
A47680-206	ND-157	1500×750×800 (930)	1430	650	59kg	390,000
A47680-207	ND-187	1800×750×800 (930)	1730	800	77kg	449,000


## 流し台 NE型 (両側水切り)

Sink Units, Model NE Series

流し台NE型は、シンクの両側が水切り場になっています。

- 付 属 品: 3方口化学水栓 (1コ)
- シンク有効寸法: 奥行560mm×深さ230mm

●配管上り図 (単位: mm)



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	流し間口 mm	A mm	質量 (約)	価格¥ SZ
A47680-331	NE-127	1200×750×800 (930)	530	140	40kg	373,000
A47680-332	NE-157	1500×750×800 (930)	630	190	46kg	389,000
A47680-333	NE-187	1800×750×800 (930)	930	340	55kg	450,000


## 流し台 NF型 (ダブル水槽)

Sink Units, Model NF Series

流し台NF型は水槽が2つあった流し台です。

- 付 属 品: 3方口化学水栓 (1コ)・1方口自在水栓 (1コ)
- シンク有効寸法: (大) 奥行560mm×深さ230mm  
(小) 間口400mm×奥行560mm×深さ400mm

●配管上り図 (単位: mm)



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	流し間口 mm	A mm	質量 (約)	価格¥ SZ
A47680-334	NF-127	1200×750×800 (930)	530	490	55kg	431,000
A47680-335	NF-157	1500×750×800 (930)	630	630	59kg	498,000
A47680-336	NF-187	1800×750×800 (930)	1295	790	77kg	559,000

※ご希望に応じて水栓は様々なタイプの中から変更可能です。476ページをご参照ください。  
また、電気温水器を内蔵することも可能です。

設備提案・  
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・  
合板製

中央実験台・  
金属フレーム製

試験棚

サイド実験台・  
合板製

サイド実験台・  
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・  
天秤台・昇降台

流し台

薬品戸棚・  
薬品庫

作業台・  
椅子

ステンレス  
カート

オプション



NN-127型


### 流し台 NN型 (左側水切り)

Sink Units, Model NN Series

流し台NN型は、シンクの左側が水切り場になっています。

- 付 属 品: 3方口化学水栓 (1コ)
- シンク有効寸法: 奥行560mm×深さ230mm

●配管立上り図 (単位: mm)



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	流し間口 mm	A mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-337	NN-127	1200×750×800(930)	730	300	44kg	329,000
A47680-338	NN-157	1500×750×800(930)	930	550	48kg	389,000
A47680-339	NN-187	1800×750×800(930)	1130	600	59kg	449,000

### 共通仕様

- シ ン ク: ステンレスSUS304 (厚さ1mm)
- 本体、脚部: ステンレスSUS430


### 流し台 NSD型 (大型水槽・3方口 化学水栓付)

Sink Units, Model NSD Series

流し台NSD型は、オールステンレスで腐食に強い流し台です。

- 付 属 品: 3方口化学水栓 (1コ)
- シンク有効寸法: 奥行560mm×深さ230mm

●配管立上り図 (単位: mm)



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	流し間口 mm	A mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-340	NSD-067	600×750×800(930)	500	200	30kg	218,000
A47680-341	NSD-097	900×750×800(930)	800	350	38kg	256,000
A47680-342	NSD-127	1200×750×800(930)	1100	500	45kg	296,000
A47680-343	NSD-157	1500×750×800(930)	1400	650	52kg	362,000
A47680-345	NSD-187	1800×750×800(930)	1700	800	60kg	428,000



NSD-127型


### 流し台 NSF型 (ダブル水槽)

Sink Units, Model NSF Series

流し台NSF型は、オールステンレスで腐食に強い流し台です。水槽が2つついています。

- 付 属 品: 3方口化学水栓 (1コ)・2方口化学水栓 (1コ)
- シンク有効寸法: (大) 奥行560mm×深さ230mm  
(小) 間口400mm×奥行560mm×深さ400mm

●配管立上り図 (単位: mm)



品目コード	型 式	外寸法 (W×D×H) mm	流し間口 mm	A mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-346	NSF-127	1200×750×800(930)	695	490	47kg	409,000
A47680-347	NSF-157	1500×750×800(930)	995	630	54kg	475,000
A47680-348	NSF-187	1800×750×800(930)	1295	790	62kg	541,000



NSF-127型



混合水栓

標準は3方口化学水栓ですが、写真の様に混合水栓への変更も可能です。また、電気温水器内蔵仕様も製作可能です。



特注水栓加工例

写真の様に可能な限り各種水栓を取り付けることが可能です。水栓例は476ページをご参照ください。