

設備提案・
納入実績

設備レイアウト

天板耐薬品性

中央実験台・
合板製中央実験台・
金属フレーム製

試薬棚

サイド実験台・
合板製サイド実験台・
金属フレーム製

ワゴンユニット

コーナー実験台・
天秤台・昇降台

流し台

薬品戸棚・
薬品庫作業台・
椅子ステンレス
カート

オプション

安全強化ガラス&セーフティパイプ付きの薬品・器具戸棚



YTD-1218型



YTA-1218型



YTB-1218型



YTC-1818型

薬品・器具戸棚 YTD型

Cabinets for Chemicals and Appliances, Model YTD Series

薬品・器具戸棚 YTD型は、引き戸が安全強化ガラスになっており、容器の転倒防止のためにセーフティパイプが棚板に固定されています。

仕様

- 主 材: ポリエステル化粧合板(内部・棚板はプリント合板)
- 引 戸: 安全強化ガラス(厚さ5mm) ガラス錠付
- 付属品: 棚板にセーフティパイプ(転倒防止金具) 付



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-208	YTD-0918	900×400×1800	89kg	207,000
A47680-209	YTD-1218	1200×400×1800	116kg	276,000
A47680-210	YTD-1818	1800×400×1800	178kg	414,000

薬品・器具戸棚 YTA型

Cabinets for Chemicals and Appliances, Model YTA Series

薬品・器具戸棚 YTA型は、引き戸が安全強化ガラスになっており、容器の転倒防止のためにセーフティパイプが棚板に固定されています。また、棚の下半分は引出しになっています。

仕様

- 主 材: ポリエステル化粧合板(内部・棚板はプリント合板)
- 膳 板: メラミン樹脂化粧板(厚さ45mm) ブラック色
- 引 戸: 安全強化ガラス(厚さ5mm) ガラス錠付
- 付属品: 棚板にセーフティパイプ(転倒防止金具) 付



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-211	YTA-0918	900×400/500×1800	84kg	196,000
A47680-212	YTA-1218	1200×400/500×1800	109kg	243,000
A47680-213	YTA-1818	1800×400/500×1800	168kg	391,000

薬品・器具戸棚 YTB型

Cabinets for Chemicals and Appliances, Model YTB Series

薬品・器具戸棚 YTB型は、YTAよりさらに多くの引出しがついています。

仕様

- 主 材: ポリエステル化粧合板(内部・棚板はプリント合板)
- 膳 板: メラミン樹脂化粧板(厚さ45mm) ブラック色
- 引 戸: 安全強化ガラス(厚さ5mm) ガラス錠付
- 付属品: 棚板にセーフティパイプ(転倒防止金具) 付



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-214	YTB-0918	900×400/500×1800	95kg	240,000
A47680-215	YTB-1218	1200×400/500×1800	121kg	297,000
A47680-216	YTB-1818	1800×400/500×1800	190kg	476,000

薬品・器具戸棚 YTC-1818型

Cabinet for Chemicals and Appliances, Model YTC-1818

薬品・器具戸棚 YTB型は、YTAより棚の面積が広がり、拡張性および収納性が向上しています。

仕様

- 主 材: ポリエステル化粧合板(内部・棚板はプリント合板)
- 膳 板: メラミン樹脂化粧板(厚さ45mm) ブラック色
- 引 戸: 安全強化ガラス(厚さ5mm) ガラス錠付
- 付属品: 棚板にセーフティパイプ(転倒防止金具) 付



品目コード	型 式	外寸法(W×D×H) mm	質量(約)	価格¥ SZ
A47680-217	YTC-1818	1800×400/500×1800	179kg	435,000