

環境省告示の『土壌の汚染に係る環境基準について』の一部改正 φ90mm用フィルターホルダー

環境省告示の『土壌の汚染に係る環境基準について』の一部が**2019年4月1日**付で改正施行されます。本基準の改正では検液作成の手順において、ろ過の段階で使用するメンブレンフィルターのサイズにも見直しが行われました。検液の作成には**90mm**のメンブレンフィルターとそれに応じたろ過器が必要となります。

遠心分離した後の上澄み液の全量を**孔径0.45μmで直径90mm**のメンブレンフィルターでろ過することとする。(環境省HPより抜粋)

SPCフィルターホルダーφ90mm SPC保存びん付

品目コード	061630-9003	061640-9003
品名	SPCフィルターホルダー びん付 φ90mm	SPCフィルターホルダー GF びん付 φ90mm
フィルター用ベース	サポートスクリーン SUS316製	焼結ガラスフィルターP160 (100~160μm)
フィルター適応サイズ	メンブレンフィルター φ90mm	
ファンネル容量	1L	
SPC保存びん	2L SPC-34	
価格¥	97,000	110,000

検液作成の手順

- ▼ 土壌(試料)採取
- ▼ 風乾
- ▼ 粗砕・ふるい
- ▼ 溶媒混合
- ▼ 常圧振とう
- ▼ 静置
- ▼ 遠心分離
- ▼ **ろ過**
- ▼ 検液作成完了



061630-9003



061640-9003

PTFEダイヤフラム真空ポンプ V-100型

ポンプ入口から洗浄用溶媒を吸引させるだけでポンプ内を簡単にメンテナンスできます。接ガス部分は、耐薬品性に優れるPTFE、PPS、FFKM、FEPです。持運び用ハンドクリップ付き軽量コンパクト設計です。

品目コード	F34511-100000
型式	V-100
使用周囲温度	5~40℃
到達真空度	約10hPa
電源/周波数	100 - 240V 50/60Hz
消費電力	150W
寸法・質量	180(W)×210(D)×275(H)mm、約5.6kg
価格¥	200,000



V-100型

循環アスピレーター WJ-15型、WJ-20型

水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。排水はコックタイプとホースタイプの2種類から設置条件などによりご選択ください。



WJ-15型



WJ-20型

品目コード	044660-152	044660-202
型式	WJ-15	WJ-20
排気量	12~15L/min×2本	
電源	AC100V 50/60Hz 2.0/2.7A	
吸・排水方式	ドレインコック (ノズルφ17mm)	フレキシブルホース (ノズルφ12mm)
	オーバーフロー (ノズル17mm)	
寸法・質量	255(W)×360(D)×415(H)mm、約7.4kg	
価格¥	65,000	65,000

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2019年11月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

SIBATA 製品のご用命は…

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590