

# ビーカー、トールビーカー、コニカルビーカー、 三角フラスコ、丸底フラスコ、平底フラスコ、 ケルダールフラスコ

ビーカー・フラスコは高い耐熱性・耐薬品性を持っています。ガラスを均一な厚みで成型する技術が、加熱時に発生するガラス破損の原因となる膨張や応力ムラを防ぎます。そのため強いサーマルショックを実現しています。また素材には薬品に耐性のあるほうけい酸ガラスを使用しており高い温度での使用も可能です。



## これら、ビーカー類の仕様が**変わりました**

### ビーカー



容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
10mL	30×40	6	010020-1071A	530	3,180
20mL	34×45	6	010020-2071A	530	3,180
30mL	41×50	6	010020-3071A	530	3,180
50mL	46×61	6	010020-5071A	410	2,460
100mL	55×73	6	010020-10071A	360	2,160
200mL	67×90	6	010020-20071A	410	2,460
300mL	78×105	6	010020-30071A	500	3,000
500mL	92×121	6	010020-50071A	750	4,500
1L	110×151	6	010020-100071A	1,540	9,240
2L	135×203	6	010020-200051A	3,750	22,520
3L	153×225	4	010020-300051A	6,100	24,400
5L	180×280	4	010020-500051A	11,000	44,000
10L	230×360	1	010020-1000051	-	26,500

販売中止



容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
10mL	30×40	6	010020-10A	510	3,060
20mL	34×45	6	010020-20A	510	3,060
30mL	41×50	6	010020-30A	510	3,060
50mL	46×60	10	010020-50A	400	4,000
100mL	55×70	10	010020-100A	350	3,500
200mL	67×89	10	010020-200A	400	4,000
300mL	78×103	10	010020-300A	470	4,700
500mL	90×120	10	010020-500A	710	7,100
1L	110×150	6	010020-1000A	1,530	9,180
2L	135×200	1	010020-2000	-	3,700
3L	153×225	1	010020-3000	-	5,500
5L	180×280	1	010020-5000	-	9,800
10L	217×350	1	010020-10000	-	26,000

### トールビーカー



容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
50mL	44×75	6	010040-5071A	650	3,900
100mL	50×90	6	010040-10071A	590	3,540
200mL	60×111	6	010040-20071A	630	3,780
300mL	65×135	6	010040-30071A	730	4,380
500mL	77×150	6	010040-50071A	1,100	6,600
1L	100×195	6	010040-100071A	2,670	16,020
2L	122×240	9	010040-200061A	6,500	58,500
3L	135×300	4	010040-300061A	7,800	31,200

販売中止



容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
50mL	41×72	10	010040-50A	640	6,400
100mL	50×88	10	010040-100A	580	5,800
200mL	60×110	10	010040-200A	620	6,200
300mL	66×135	10	010040-300A	720	7,200
500mL	77×152	10	010040-500A	1,040	10,400
1L	100×195	10	010040-1000A	2,620	26,200
2L	120×240	6	010040-2000A	5,800	34,800
3L	135×280	1	010040-3000	-	7,700

### コニカルビーカー



容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
50mL	50×71	6	010050-5071A	650	3,900
100mL	59×92	6	010050-10071A	650	3,900
200mL	74×112	6	010050-20071A	700	4,200
300mL	85×132	6	010050-30071A	800	4,800
500mL	99×146	6	010050-50071A	1,230	7,380
1L	115×177	6	010050-100071A	2,670	16,020
2L	150×230	6	010050-200061A	5,300	31,800

販売中止



容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
50mL	50×70	10	010050-50A	640	6,400
100mL	59×92	10	010050-100A	640	6,400
200mL	73×110	10	010050-200A	690	6,900
300mL	84×132	10	010050-300A	790	7,900
500mL	97×143	10	010050-500A	1,220	12,200
1L	115×177	6	010050-1000A	7,800	46,800
2L	150×230	1	010050-2000	-	9,500

### 三角フラスコ



容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
10mL	30×50	10	010530-1061A	800	8,000
20mL	38×58	10	010530-2061A	800	8,000
30mL	46×65	10	010530-3061A	890	8,900
50mL	54×81	6	010530-5071A	610	3,660
100mL	66×102	6	010530-10071A	610	3,660
200mL	80×126	6	010530-20071A	640	3,840
300mL	90×148	6	010530-30071A	750	4,500
500mL	108×171	6	010530-50071A	1,120	6,720
1L	134×215	6	010530-100051A	1,980	11,800
2L	172×270	6	010530-200051A	6,500	39,000
3L	190×305	4	010530-300051A	7,800	31,200
5L	234×330	2	010530-500051A	13,000	26,000

容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
10mL	30×50	6	010530-10A	790	4,740
20mL	38×58	6	010530-20A	790	4,740
30mL	46×65	6	010530-30A	880	5,280
50mL	51×90	10	010530-50A	550	5,500
100mL	64×105	10	010530-100A	550	5,500
200mL	79×131	10	010530-200A	580	5,800
300mL	87×156	10	010530-300A	690	6,900
500mL	105×180	10	010530-500A	1,080	10,800
1L	131×220	10	010530-1000A	1,750	17,500
2L	166×280	1	010530-2000	-	5,400
3L	187×310	1	010530-3000	-	7,500
5L	220×365	1	010530-5000	-	12,500

### 丸底フラスコ



容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
50mL	53×105	36	010500-5061A	840	30,420
100mL	65×126	24	010500-10041A	840	20,160
200mL	80×155	24	010500-20041A	980	23,520
500mL	108×210	20	010500-50041A	1,630	32,600
1L	135×260	6	010500-100011A	2,890	17,340
2L	170×325	6	010500-20001A	8,000	48,000
3L	200×370	4	010500-30001A	10,000	40,000

容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
50mL	53×105	6	010500-50A	800	4,800
100mL	64×110	10	010500-100A	800	8,000
200mL	85×144	10	010500-200A	950	9,500
500mL	105×168	10	010500-500A	1,600	16,000
1L	131×200	10	010500-1000A	2,700	27,000
2L	166×250	10	010500-2000A	7,500	75,000
3L	200×370	1	010500-3000	-	9,800

### 平底フラスコ



容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
200mL	80×155	24	010510-20041A	980	23,520
500mL	108×210	20	010510-50041A	1,640	32,800
1L	135×260	6	010510-100011A	2,920	17,520
2L	170×325	6	010510-20001A	8,000	48,000
3L	200×370	4	010510-30001A	10,000	40,000
5L	230×460	1	010510-50001	-	16,000

容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
200mL	85×138	10	010510-200A	900	9,000
500mL	105×163	10	010510-500A	1,550	15,500
1L	131×190	10	010510-1000A	2,800	28,000
2L	170×325	1	010510-2000	-	7,900
3L	200×370	1	010510-3000	-	10,000
5L	223×290	1	010510-5000	-	15,800

### ケルダールフラスコ



容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
30mL	40×180	30	010540-3061A	1,930	57,900
50mL	49×180	24	010540-5041A	1,820	43,680
100mL	64×225	30	010540-10061A	1,820	54,600
200mL	76×290	20	010540-20041A	1,930	38,600
300mL	86×330	20	010540-30041A	2,140	42,800
500mL	102×370	20	010540-50041A	2,680	53,600

容量	外径×高さmm	入数	品目コード	単価¥	価格¥
30mL	40×180	6	010540-30A	1,900	11,400
50mL	50×180	10	010540-50A	2,400	24,000
100mL	63×225	10	010540-100A	2,600	26,000
200mL	76×290	10	010540-200A	3,900	39,000
300mL	86×330	10	010540-300A	3,900	39,000
500mL	100×370	10	010540-500A	5,500	55,000

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2020年10月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

☞SIBATA 製品のご用命は…

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.  
**柴田科学株式会社**

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6  
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
 大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750  
 名古屋営業所 ☎052-263-9310 マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）  
 0120-228-766 FAX: 048-933-1590