

理化学用  
ガラスビーカー・  
フラスコ

セパラブル

試験管・  
沈殿管

びん

培養容器

体積計に  
ついて

ピペット

メスシリンダー・  
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ  
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン  
フィルター

デンケーター

分液ロート

カラム

公定分析

冷却器

分留管


トラップ

受器


連結管

栓


加工用ガラス

実験用  
補助器具


030700-



006710-



030750-



032710-400

## SPC冷却器 空冷式 SIBATA®

Condensers, Tube, SPC Joint

品目コード	a mm	上部	下部	b mm	価格¥ SC
030700-15150	150	SPC-15	SPC-15	19	5,300
030700-19200	200	SPC-19	SPC-19	22	5,300
030700-19300	300	SPC-19	SPC-19	22	6,500
030700-24300	300	SPC-19	SPC-24	22	6,500
030700-24500	500	SPC-19	SPC-24	22	7,700

## 冷却器 空冷式 SIBATA®

Condensers, tube, ㄆ Joint

品目コード	a mm	上部ㄆ	下部ㄆ	b mm	価格¥ SC
006710-24300	260	19/38	24/40	16	6,400
006710-24500	460	19/38	24/40	16	7,700

## SPC冷却器 ウエスト SIBATA®

Condensers, Waist, SPC Joint

品目コード	a mm	上部	下部	b mm	c mm	d mm	ゴム止外径 mm	価格¥ SC
030750-15200	200	SPC-15	SPC-15	50	20	15	7	16,000
030750-15300	300	SPC-15	SPC-15	50	30	22	8	16,000
030750-19200	200	SPC-19	SPC-19	75	50	22	8	16,000
030750-19300	300	SPC-19	SPC-19	75	50	22	8	16,000
A30750-001	300	SPC-19	SPC-24	75	50	22	8	18,000

## SPC冷却器 水分定量用 JIS K2275参考 SIBATA®

Condenser, Liebig for Water Content, SPC Joint


品目コード	冷却筒長 mm	筒外径 mm	下部	ゴム止外径 mm	価格¥ SC
032710-400	400	36	SPC-24	8	17,000

※SPCについては、32ページをご参照ください。


※ㄆとは「共通すり合わせ」の記号です。

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。


※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。




030710-



006610-



031710-15300



014040-

**SPC冷却器 リービッチ SIBATA®**

Condensers, Liebig, SPC Joint

品目コード	a mm	上部	下部	b mm	c mm	d mm	ゴム止外径 mm	価格¥ SC
030710-15150	150	SPC-15	SPC-15	60	30	30	8	10,500
030710-15200	200	SPC-15	SPC-15	60	30	30	8	10,500
030710-19200	200	SPC-19	SPC-19	75	50	30	8	10,500
030710-15300	300	SPC-15	SPC-15	60	30	30	8	12,000
030710-19300	300	SPC-19	SPC-19	75	50	30	8	12,000
030710-24300	300	SPC-19	SPC-24	75	50	30	8	12,000
030710-19500	500	SPC-19	SPC-19	75	50	36	10	17,000
030710-24500	500	SPC-19	SPC-24	75	50	40	10	17,000

**ㄥ冷却器 リービッチ SIBATA®**

Condensers, Liebig, ㄥ Joint

品目コード	a mm	上部ㄥ	下部ㄥ	b mm	c mm	d mm	ゴム止外径 mm	価格¥ SC
006610-15200	200	15/25	15/25	65	40	25	8	9,300
006610-19200	200	19/38	19/38	78	40	25	8	9,800
006610-15300	300	15/25	15/25	65	40	30	8	11,500
006610-19300	300	19/38	19/38	78	40	30	8	12,000

**SPC冷却器 リービッチ 公定分析用 SIBATA®**

Condenser, Liebig, for official Analysis SPC Joint

品目コード	上部(球面)	下部	ゴム止外径 mm	価格¥ SC
031710-15300	18/9透明すり	SPC-15	8	14,600

**冷却器 リービッチ SIBATA®**

Condensers, Liebig

品目コード	a mm	b mm	c mm	d mm	上部内径 mm	ゴム止外径 mm	価格¥ SC
014040-300	300	500	30	12	17	8	9,000
014040-400	400	620	35	15	19	8	10,500

※すり合わせ接続ではありませんので、ゴム栓などを用いてください。

☆これらの規格(寸法・角度・ジョイント・容量等)以外の製品も承っています。

※SPCについては、32ページをご参照ください。

※ㄥとは「共通すり合わせ」の記号です。

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。

理化学用  
ガラス

ビーカー・  
フラスコ

セパラブル

試験管・  
沈殿管

びん

培養容器

体積計に  
ついて

ピペット

メスシリンダー・  
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ  
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン  
フィルター

デンケーター

分液ロート

カラム

公定分析

**冷却器**

分留管

トラップ

受器

連結管

栓

加工用ガラス

実験用  
補助器具

理化学用  
ガラスビーカー・  
フラスコ

セパラブル

試験管・  
沈殿管

びん

培養容器

体積計に  
ついて

ピペット

メスシリンダー・  
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ  
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン  
フィルター

デンケーター

分液ロート

カラム

公定分析

冷却器

分留管


トラップ

受器


連結管

栓


加工用ガラス

実験用  
補助器具


030720-



006650-



014060-



032080-

## SPC冷却器 アリン(球管) SIBATA®

Condensers, Allihn, SPC Joint

品目コード	a mm	上部	下部	b mm	c mm	d mm	ゴム止外径 mm	球数	価格¥SC
030720-15150	150	SPC-15	SPC-15	50	20	20	7	4	12,000
030720-15200	200	SPC-15	SPC-15	60	30	32	8	4	14,000
030720-24200	200	SPC-19	SPC-24	75	50	32	8	4	14,000
030720-19300	300	SPC-19	SPC-19	75	50	32	8	5	14,000
030720-24300	300	SPC-19	SPC-24	75	50	32	8	5	14,000
030720-24500	500	SPC-19	SPC-24	75	50	38	10	9	20,000

## ㄠ冷却器 アリン(球管) SIBATA®

Condensers, Allihn, ㄠ Joint

品目コード	a mm	上部ㄠ	下部ㄠ	b mm	c mm	d mm	ゴム止外径 mm	球数	価格¥SC
006650-15200	200	15/25	15/25	(50)	25	32	8	4	10,500
006650-24200	200	19/38	24/40	75	37	32	8	4	11,500
006650-19300	300	19/38	19/38	75	37	32	8	5	11,000
006650-24300	300	19/38	24/40	75	37	32	8	5	12,600
006650-24500	500	19/38	24/40	75	37	36	10	9	18,000

## 冷却器 アリン(球管) SIBATA®

Condenser, Allihn

品目コード	a mm	b mm	c mm	d mm	上部内径 mm	ゴム止外径 mm	球数	価格¥SC
014060-300	300	500	34	12	(17)	8	5	11,000

※すり合わせ接続ではありませんので、ゴム栓などを用いてください。

## SPC冷却器 アリン(球管) ディーンスターク抽出装置用 SIBATA®

Condenser, Allihn, Dienstag Distillation, glass parts, SPC Joint

品目コード	a mm	b mm	c mm	下部	上部外径 mm	ゴム止外径 mm	球数	価格¥SC
032080-401	495	635	44	SPC-29	26	12	8	23,000

※ディーンスターク抽出装置については160ページをご参照ください。

☆これらの規格(寸法・角度・ジョイント・容量等)以外の製品も承っています。

※SPCについては、32ページをご参照ください。

※ㄠとは「共通すり合わせ」の記号です。

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。



032080-011

**SPC冷却器 (球入) SPCソックスレー脂肪抽出器用** SIBATA®

Condenser, Allihn type SPC Joint for Soxhlet Extraction

品目コード	下部ジョイント	全長*1 mm	冷却部長さ mm	ゴム止外径 mm	球数	価格¥ SC
032080-011	SPC-34	315	200	8	4	7,900

※1. 全長の中に下部ジョイントの長さ (35mm) は含みません。

※ SPCソックスレー脂肪抽出器 (032080-01) は429ページをご参照ください。



043120-011

**SPC冷却器 (球入) Sソックスレー脂肪抽出器用** SIBATA®

Condenser, Allihn type S Joint for Soxhlet Extraction

品目コード	下部ジョイント	全長 mm	冷却部長さ mm	ゴム止外径 mm	球数	価格¥	SC	SH
043120-011	34/45	315*1	200	8	4	7,900	SC	
A43120-003	34/45	390*2	280	8	6	14,300		SH

※1. ※2.とも全長の中に下部ジョイントの長さ (45mm) は含みません。

※ Sソックスレー脂肪抽出器 (043120-01) は429ページをご参照ください。



032080-031

**透明すり冷却器 (球入) 中型ソックスレー抽出装置用** SIBATA®

Condenser, Allihn type Clear Joint for Soxhlet Extraction, Middle-size

品目コード	下部ジョイント	全長*1 mm	冷却部長さ mm	ゴム止外径 mm	球数	価格¥ SC
032080-031	透明45/40	405	285	8	6	18,000

※1. 全長の中に下部ジョイントの長さ (40mm) は含みません。

※ 中型ソックスレー抽出装置 (032080-03、-05) は430ページをご参照ください。



032710-15180

**SPC冷却器 (球入) 精油定量装置用** SIBATA®

Condenser, Allihn type, for Essential oil Testing Apparatus, SPC Joint

品目コード	上下ジョイント	全長*1 mm	冷却部長さ mm	ゴム止外径 mm	球数	価格¥ SC
032710-15180	SPC-15	250	180	8	5	22,000

※1. 全長の中に下部・肩出しジョイントの長さ (70mm) は含んでおりません。

※ 精油定量装置 (043410-011) は162ページをご参照ください。

☆これらの規格 (寸法・角度・ジョイント・容量等) 以外の製品も承っています。

※ SPCについては、32ページをご参照ください。

※ Sとは「共通すり合わせ」の記号です。

※ 記載の寸法には±の公差があり、また ( ) は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

※ カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。

理化学用  
ガラス

ビーカー・  
フラスコ

セパラブル

試験管・  
沈殿管

びん

培養容器

体積計に  
ついて

ピペット

メスシリンダー・  
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ  
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン  
フィルター

デンケーター

分液ロート

カラム

公定分析

冷却器

分留管

トラップ

受器

連結管

栓

加工用ガラス

実験用  
補助器具

理化学用  
ガラスビーカー・  
フラスコ

セパラブル

試験管・  
沈殿管

びん

培養容器

体積計に  
ついて

ピペット

メスシリンダー・  
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覧

ハンディ  
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン  
フィルター

デンケーター

分液ロート

カラム

公定分析

冷却器

分留管


トラップ

受器


連結管

栓


加工用ガラス

実験用  
補助器具


030740-



006670-



031740-



031750-

## SPC冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA®

Condensers, Graham, SPC Joint

品目コード	a mm	上部	下部	b mm	c mm	d mm	ゴム止外径 mm	価格¥SC
030740-15150	150	SPC-15	SPC-15	60	30	32	8	13,000
030740-15200	200	SPC-15	SPC-15	60	30	32	8	13,000
030740-19200	200	SPC-19	SPC-19	75	50	32	8	13,000
030740-24200	200	SPC-19	SPC-24	75	50	32	8	13,000
030740-19300	300	SPC-19	SPC-19	75	50	32	8	14,000
030740-24300	300	SPC-19	SPC-24	75	50	32	8	14,000
030740-24500	500	SPC-19	SPC-24	75	50	38	10	23,000

## 冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA®

Condensers, Graham, Joint

品目コード	a mm	上部	下部	b mm	c mm	d mm	じゃ管巻数(約)	ゴム止外径 mm	価格¥SC
006670-24200	200	19/38	24/40	74	37	32	8	8	12,000
006670-19300	300	19/38	19/38	74	37	32	13	8	12,700
006670-24300	300	19/38	24/40	74	37	32	13	8	12,800

## SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用 SIBATA®

Condensers, Graham for official Analysis SPC Joint

品目コード	a mm	上部(球面)	下部	b mm	c mm	d mm	ゴム止外径 mm	価格¥SC
031740-15300	300	18/9透明すり	SPC-15	70	30	34	8	17,000
031740-18300	300	18/9透明すり	SPC-24	70	50	34	8	17,000

## SPC冷却器 フリードリッヒ SIBATA®

Condensers, Friedrich, SPC Joint

品目コード	a mm	側部	下部	b mm	c mm	d mm	ゴム止外径 mm	価格¥SC
031750-15300	(200)	SPC-15	SPC-15	55	25	40	8	29,000
031750-19300	(200)	SPC-19	SPC-19	55	25	40	8	29,000

☆これらの規格(寸法・角度・ジョイント・容量等)以外の製品も承っています。

※SPCについては、32ページをご参照ください。

※♯とは「共通すり合わせ」の記号です。


※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。

- 理化学用ガラス
- ビーカー・フラスコ
- セパラブル
- 試験管・沈殿管
- びん
- 培養容器
- 体積計について
- ピペット
- メスシリンダー・メスフラスコ
- ビュレット
- 分注器一覧
- ハンディピペット
- 卓上型分注器
- 粘度計
- ろ過器
- メンブレンフィルター
- デンケーター
- 分液ロート
- カラム
- 公定分析
- 冷却器**
- 分留管
- トラップ
- 受器
- 連結管
- 栓
- 加工用ガラス
- 実験用補助器具

**SPC二重管冷却器** SIBATA®

Condensers, duplication, SPC Joint




031760-

品目コード	a mm	上部	下部	b mm	c mm	d mm	ゴム止外径 mm	価格¥ SC
031760-15300	300	SPC-15	SPC-15	55	30	50	8	36,900
★031760-15320	305	SPC-15	SPC-15	40	15	40	8	50,000
031760-19300	300	SPC-19	SPC-19	55	30	50	8	42,100

★通気蒸留装置用(中の形状がすこし異なります)

**SPC冷却器 ジムロート** SIBATA®

Condensers, Dimroth, SPC Joint




030730-

品目コード	a mm	上部	下部	b mm	c mm	d mm	ゴム止外径 mm	価格¥ SC
030730-15150	150	SPC-15	SPC-15	50	20	24	7	16,000
030730-15200	200	SPC-15	SPC-15	60	30	30	8	16,000
030730-19200	200	SPC-19	SPC-19	75	50	30	8	15,000
030730-24200	200	SPC-19	SPC-24	75	50	30	8	15,000
030730-15300	300	SPC-15	SPC-15	60	30	30	8	16,000
030730-19300	300	SPC-19	SPC-19	75	50	30	8	16,000
030730-24300	300	SPC-19	SPC-24	75	50	30	8	16,000
030730-19500	500	SPC-19	SPC-19	75	50	34	10	25,000
030730-24500	500	SPC-19	SPC-24	75	50	34	10	25,000

**㊦冷却器 ジムロート** SIBATA®

Condensers, Dimroth, ㊦ Joint




006680-

品目コード	a mm	上部㊦	下部㊦	b mm	c mm	d mm	じゃ管巻数(約)	ゴム止外径 mm	価格¥ SC
006680-15200	200	15/25	15/25	48	25	30	18	8	14,700
006680-29200	200	15/25	29/42	49	35	30	18	8	14,700
006680-19200	200	19/38	19/38	74	37	30	18	8	14,700
006680-24200	200	19/38	24/40	73	37	30	18	8	14,700
006680-15300	300	15/25	15/25	48	25	30	25	8	15,500
006680-29300	300	15/25	29/42	49	35	30	25	8	15,500
006680-19300	300	19/38	19/38	74	37	30	25	8	15,500
006680-24300	300	19/38	24/40	73	37	30	25	8	15,500
006680-24500	500	19/38	24/40	73	37	34	38	10	23,000

**冷却器 ジムロート** SIBATA®

Condenser, Dimroth



014070-

品目コード	a mm	b mm	c mm	d mm	上部内径 mm	じゃ管巻数(約)	ゴム止外径 mm	価格¥ SC
014070-300	300	480	35	12	17	25	8	22,200

※すり合わせ接続ではありませんので、ゴム栓などを用いてください。

☆これらの規格(寸法・角度・ジョイント・容量等)以外の製品も承っています。

※SPCについては、32ページをご参照ください。

※㊦とは「共通すり合わせ」の記号です。

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

※カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。