



アカデミックキャンペーン2022

ワークフローをまるっと提案！ ビュッヒの蒸留・濃縮・精製装置

キャンペーン期間
2022年8月末まで

【対象となるお客様】

日本国内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校(中高一貫校)などを対象とさせていただきます

Evaporation




ロータリーエバポレーター + ダイヤフラム真空ポンプ

~51%OFF

ビュッヒのロータリーエバポレーターは、真空制御が秀逸。
大切なサンプルを確実に濃縮

Purification



分取クロマトグラフィーシステム Pureシリーズ

~20%OFF

UVとELSDの2検出器を搭載！
UVでは検出できないサンプルも
取りこぼしなく分取します

Parallel
Evaporation



多検体パラレルエバポレーター マルチベーパー

30%OFF

ロータリーエバポレーター12台
分を1台で！
“エバポ待ち”の解消をお手伝い
します

キャンペーン詳細は中面をご覧ください

ロータリーエバポレーター

納得の機能と価格！

『溶媒を飛ばすだけ!』と思っていませんか？
使いやすさとビュッヒ独自の機能でサポート！



ロータリーエバポレーター R-300 高性能制御/電動リフトセット (I-300Pro 付)

【動画】



【特長】

- チャートを確認することで減圧蒸留の理解が早い
- 真空制御が秀逸。大切なサンプルを確実に濃縮
- 用途に応じてバスサイズを選択が可能。少量合成には1Lバス、全合成には5Lバス

5Lバスタイプ 品番:11SR300251VP02

通常価格 ¥1,491,000 ▶ **アカデミック価格 ¥760,000**
(税込 ¥836,000)

1Lバスタイプ 品番:11SR300211VP02

通常価格 ¥1,458,000 ▶ **アカデミック価格 ¥710,000**
(税込 ¥781,000)

ダイヤフラム真空ポンプ V-300

【動画】



V-300

品番:11V300000

通常価格 ¥400,000 ▶

アカデミック価格

¥250,000
(税込 ¥275,000)



インターフェースセット
V-302Pro

品番:11V300300

通常価格 ¥832,000 ▶

アカデミック価格

¥425,000
(税込 ¥467,500)



インターフェース溶媒回収セット
V-303Pro

品番:11V300310

通常価格 ¥962,000 ▶

アカデミック価格

¥535,000
(税込 ¥588,500)



ロータリーエバポレーター R-100

【特長】

- シンプルユースに
- 回転フラスコ50~4000mL使用可能

【動画】

設置に関する
解説動画



品番:11100V102

通常価格 ¥346,000 ▶ **アカデミック価格 ¥205,000**
(税込 ¥225,500)

品番:11100V112 ※プラスチックコーティングあり **P+G**

通常価格 ¥368,000 ▶ **アカデミック価格 ¥218,000**
(税込 ¥239,800)

ダイヤフラム真空ポンプ V-100

【動画】

メンテナンス



V-100

品番:11V100000

通常価格 ¥216,000 ▶

アカデミック価格

¥154,000
(税込 ¥169,400)



インターフェースセット
V-102

品番:11V100110

通常価格 ¥411,000 ▶

アカデミック価格

¥315,000
(税込 ¥346,500)



インターフェース溶媒回収セット
V-103

品番:11V100111

通常価格 ¥540,000 ▶

アカデミック価格

¥415,000
(税込 ¥456,500)



※上記金額には設置費は含まれておりません。基本設置はお客様にてお願いいたします

分取クロマトグラフィーシステムPure

設置した日から使える！

必要なオプションがすべて含まれる、
とっても便利でおトクなセットをご用意しました

※移動相溶媒と廃液受はお客様にてご用意ください ※オプションによっては価格が前後いたします



C-850セット

【特長】

- 大量精製にも精密分離にも対応。中圧FlashとHPLCの一体型
- UV吸収がなくても見逃さない、ELSD内蔵
- コンパクトなのに高スペック

【内容】

C-850本体 / ドライエア・サプライ / 溶媒容器台 / ガラス試料管 / 試料管ラック×2 /
FlashPure Select (Si 4g×2 または C18 4g×1) / 設置検収費

通常価格 ¥7,498,000 ▶

アカデミック
セット価格

¥5,980,000~

(税込 ¥6,578,000~)

【Pure 動画】



C-815セット

【特長】

- コスパ最高！中圧Flash専用システム
- UV吸収がなくても見逃さない、ELSD内蔵
- スリムですっきり。より狭いスペースにも対応

【内容】

C-815本体 / ドライエア・サプライ / 溶媒容器台 / ガラス試料管 / 試料管ラック×2 /
FlashPure EcoFlex (Si 4g×2 または C18 4g×1) / 設置検収費

通常価格 ¥5,010,940 ▶

アカデミック
セット価格

¥4,190,000~

(税込 ¥4,609,000~)



C-810セット

【特長】

- 中圧Flash専用システム
- 必要最低限の機能を詰め込んでこの価格
- 横幅は40cm未満。作業スペースが広く確保できます

【内容】

C-810本体 / 溶媒容器台 / ガラス試料管 / 試料管ラック×2 /
FlashPure EcoFlex (Si 4g×2 または C18 4g×1) / 設置検収費

通常価格 ¥3,400,940 ▶

アカデミック
セット価格

¥2,990,000~

(税込 ¥3,289,000~)

分離カラムもビュッヒ!!

お試しカラムをご用意しています。
分離についてもご相談ください。

FlashPure

中圧フラッシュカートリッジ

充てん剤 Silica, Amino, Diol, Alumina, C18

粒子径 15~50 μ m

サイズ 4g~5000g



PrepPure

高圧HPLC用分取カラム

充てん剤 Silica, C18, C18-AQ, C4(Wide Pore)

粒子径 30~50 μ m

サイズ 内径:4.6~70mm, 長さ:150,250mm



【動画】



多検体パラレルエバポレーター マルチベーパー

A4チラシ2枚分のスペース!

わずか27×40cmのスペースを空けていただくだけで、すぐに他検体の蒸留が可能



【特長】

- 12検体、または6検体同時に減圧蒸留できるので、分析時間短縮
- 移し替え不要! 濃縮/蒸留前の容器そのまま減圧蒸留可能なので、作業効率向上
- ジクロロメタンや酢酸エチルをご使用の方にはPEEK仕様をご用意

【仕様】

	P-6	P-12
振とう回転数	0~370 rpm	0~485 rpm
試料管サイズ	外径 16~58 mm、長さ 70~150 mm	外径 15~30 mm、長さ 15~150 mm
処理量	10~160 mL	0.5~30 mL
材質(接液部)	PETP、PTFE、PFA、ガラス(オプションでPEEKも可)	
寸法(WxDxH)	270 x400 x400 mm	

P-6(標準仕様) 品番:MP22101R00

通常価格
¥1,718,000

アカデミック
価格

¥1,200,000
(税込 ¥1,320,000)

P-6(PEEK仕様) 品番:MP22100R00、11058091、049784(3点セット)

通常価格
¥3,241,000

アカデミック
セット価格

¥2,260,000
(税込 ¥2,486,000)

P-12(標準仕様) 品番:MP12101R00

通常価格
¥1,718,000

アカデミック
価格

¥1,200,000
(税込 ¥1,320,000)

P-12(PEEK仕様) 品番:MP12100R00、11058093、048842(3点セット)

通常価格
¥3,188,000

アカデミック
セット価格

¥2,220,000
(税込 ¥2,442,000)

ブラインドアダプター

使用しない箇所に栓をすることで、素早く減圧



P-6用(1個)

標準仕様 品番:11055811 通常価格 ¥17,300 ▶ **アカデミック価格 ¥12,000**
(税込 ¥13,200)

PEEK仕様 品番:11058342 通常価格 ¥92,900 ▶ **アカデミック価格 ¥65,000**
(税込 ¥71,500)

P-12用(1個)

標準仕様 品番:11055812 通常価格 ¥11,900 ▶ **アカデミック価格 ¥8,300**
(税込 ¥9,130)

PEEK仕様 品番:11058341 通常価格 ¥92,900 ▶ **アカデミック価格 ¥65,000**
(税込 ¥71,500)

Quality in your hands

SIBATA 製品のご用命は...

柴田科学株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
 大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
 名古屋営業所 ☎052-263-9310 マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
 ☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

製品別の
電子カタログ
はこちらへ



- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2022年6月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。
- 追加アクセサリや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。