

2023年 3月 30日

お得意先様

柴田科学株式会社
取締役営業本部長
清水 紀彦

ガスチューブ一部製品のスプリングストッパー（Vピン）廃止のお知らせ

拝啓 陽春の候、貴社ますますご清栄のことと心からお喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り、厚く感謝いたしております。

この度、2023年4月より当社製品の一部のガスチューブに入っているスプリングストッパー（Vピン）を廃止させていただくことになりましたので、ご案内させていただきます。

4月より順次切り替えを行ってまいりますので、ご購入いただいた時期によっては、従来通りスプリングストッパー（Vピン）が入っている商品がお手元に届く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。


今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。まずは書中にてご案内いたします。

敬具

記

今後Vピンが廃止となる製品は下記表をご参照ください。

～対象製品一覧～

| 品目コード | 品名 | 変更点 |
|--------------|--------------------------------|---|
| 080150-053 | チャコールチューブ・スタンダード型 120本入 | <p>スプリングストッパー（Vピン）を廃止して石英ウールを増やしました。</p>  |
| 080150-054 | チャコールチューブ・スタンダード型 24本入 | |
| 080150-05402 | チャコールチューブ・スタンダード型 1000本入 | |
| 080150-0631 | シリカゲルチューブ・スモール型 60本入 | |
| 080150-06112 | シリカゲルチューブ・スモール型 1000本入 | |
| 080150-090 | カーボンビーズアクティブ・スタンダード型 24本入 | |
| 080150-09102 | カーボンビーズアクティブ・スタンダード型 1000本入 | |

※080150-090、080150-09102 は 2023年4月17日 に追加

以上