

見本

試験成績書

*****株式会社 殿

第***.***号



作成日 20**年**月**日

承認	照査	作成

品名：パーティクルカウンター
型式：804
製造番号：*****
試験温湿度：**℃ **%RH
試験日：20**年**月**日

試験項目	判定基準	結果	合否
測定時間の安定性	設定された測定時間の誤差が±1%以内	±1%以内	合
流量	流量の経時変化±3%以内	±3%以内	合
	平均流量 2.83L/min±0.14L/min	2.**L/min	合
偽計数	清浄空気における最小可測粒径の計数が0.5CF（5分間）で1個以下	*個	合
相対比較試験	計数が社内標準器に対して±20%以内	±20%以内	合

見本

トレーサビリティ証明書

第***-****号

*****株式会社 殿



作成日 20**年**月**日

品名： パーティクルカウンター 型式： 804 製造番号： *****

上記製品は、当社の標準器校正体系に基づいて、国家標準にトレースされた計測器により検査を行ったことを証明します。

社内標準器

品 名	型式又は能力	計測器番号	製造番号	校正機関	試験番号	試験日	有効期限
音速ノズル式気体流量校正器	MRS103 MRD100	AV033 AP008	MS13A025 MD11A030	(株)平井	*****	20**.**.**	20**.**.**
音速ノズル式気体流量校正器	MRS103 MRD100	AV035 AP008	MS13A033 MD11A030	(株)平井	*****	20**.**.**	20**.**.**
音速ノズル式気体流量校正器	MRS101 MRD100	AV037 AP008	MS11A020 MD11A030	(株)平井	*****	20**.**.**	20**.**.**
音速ノズル式気体流量校正器	MRS102 MRD100	AV038 AP008	MS12A035 MD11A030	(株)平井	*****	20**.**.**	20**.**.**
ストップウォッチ	HS-5	AH001	—	(一般財)日本品質保証機構	*****	20**.**.**	20**.**.**

使用計測器

品 名	型式又は能力	計測器番号	製造番号	校正機関	試験番号	試験日	有効期限
光散乱式粒子計測器	KC-22A	BZ000048	01070220	リオンサービスセンター(株)	*****	20**.**.**	20**.**.**
光散乱式粒子計測器	KC-03B	BZ700059	50610302	リオンサービスセンター(株)	*****	20**.**.**	20**.**.**
石鹼膜流量計	SF-2	BV000014	3012006007	柴田科学(株)	**B***	20**.**.**	20**.**.**
ストップウォッチ	SW-111	BH000014	—	柴田科学(株)	**B***	20**.**.**	20**.**.**

※「社内標準器」の有効期限内に「使用計測器」の検査を行いました。

品名：パーティクルカウンター 804型

作成日 20**年**月**日

見本

国公立機関

校正系統図

社内標準器の校正業者

国立研究開発法人産業技術総合研究所

リオンサービスセンター(株)

(株)平井

(一般財)
日本品質保証機構

社内標準器

音速ノズル式
気体流量校正器

ストップウォッチ

使用計測器

光散乱式粒子計測器

石鹼膜流量計

ストップウォッチ

製 品