

ガラスチューブオープン GTO-2000型(回転加熱型)をお持ちのお客様へ

ガラスチューブオープン GTO-2000型(回転加熱型)は、新旧2種類のタイプがございます。修理や部品をご注文する際のご確認方法についてご案内致します。
事前に、お持ちの機器が新型か旧型のどちらかをご確認ください。

ガラスチューブオープン GTO-2000型(回転加熱型)が旧型の場合、新型の部品ではご対応できない場合がございます。新旧型の違いについては、以下をご確認ください。







旧型



新型

●ガラスチューブオープン GTO-2000型(回転加熱型) 新旧の特徴

特徴	旧(シリアル:45710まで)	新(シリアル:45711以降)
駆動部(スイッチの位置が違う)		
クーリングカートリッジ	 品目コード: 050600-21006 ※製造中止	 品目コード: 050600-31006
センタージョイント ※センタージョイント固定ナット、センタージョイント固定ナット内パッキンが必要な場合はお問い合わせください。	 品目コード: 050600-210018 (φ10 210mm)	 品目コード: 050600-18 (φ10 145mm)