

# ドライ真空ポンプ

Oil Free Vacuum Pump

## Rocker 300型



減圧ろ過、減圧乾燥に適した小型真空ポンプです。吸引口には真空レギュレーターと、粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが標準で付属しています。

### 仕様

品目コード	044770-300
型式	Rocker 300
吐出流量	20L/min (50Hz)・23L/min (60Hz)
到達真空度	約110hPa
騒音	50dB
吸気口	外径 φ8mm
寸法	135(W)×268(D)×204(H) mm
質量	4.1kg
電源	100V 50/60Hz 0.7A
価格¥	39,000

※耐溶媒仕様ではございません。

- オイルレスポンプなので、面倒なオイルのメンテナンスが必要ありません。
- 真空を調整する真空レギュレーター付き。
- 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開する熱保護装置が内蔵されています。

## Rocker 300C型




Rocker 300型の耐溶媒仕様です。ポンプヘッド内およびダイヤフラムはPTFEコートされており、強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。蒸留や濃縮、溶媒を使つての減圧ろ過など、幅広い用途にご使用いただけます。真空レギュレーターとトラップびんが標準で付属しています。

### 仕様

品目コード	044770-1300
型式	Rocker 300C
吐出流量	20L/min (50Hz)・23L/min (60Hz)
到達真空度	約170hPa
騒音	50dB
吸気口	外径 φ8mm
寸法	135(W)×285(D)×204(H) mm
質量	4.1kg
電源	100V 50/60Hz 0.7A
価格¥	69,000

Rockerシリーズに  
**耐溶媒仕様**が  
でたぞ!!



※縮尺約1/10

Rocker300シリーズ：持ち手までの高さ約20cm



幻のロッカー—Dr.PURUPAの身長：140cm

■消耗品・オプション

Rocker 300型 専用オプション

品目コード	品名	価格¥
044770-002	フィルターカートリッジ	1,400
044770-001	水分トラップセット 圧力調節器付	10,000
044770-004	水分トラップ	4,500
044770-003	サイレンサー	1,000



フィルターカートリッジ

水分トラップ  
圧力調節器付

水分トラップ

サイレンサー



Rocker 300C型 専用オプション

品目コード	品名	価格¥
044770-005	トラップびんセット 圧力調節器付	15,000
044770-006	トラップびん	2,400
044770-007	Oリング フッ素ゴム	1,000



トラップびんセット  
圧力調節器付

トラップびん

Oリング

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2019年9月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。

☒ SIBATA 製品のご用命は…

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.  
**柴田科学株式会社**

本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62  
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750  
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）  
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590