

# ドライ真空ポンプ

Oil Free Vacuum Pump

## Rocker 300型

サーマルプロテクター搭載の安全設計。移動に便利な持ち手もついていますので、ちょっと減圧したいときにその場へ持ち運び、ご使用いただけます。



### 特徴

- ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。
- 吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
- 真空を調整する真空レギュレーター付き。
- 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開する熱保護装置が内蔵されています。



### 仕様

品目コード	044770-300
型式	Rocker 300
吐出流量	20L/min (50Hz)・23L/min (60Hz)
到達真空度	約110hPa
騒音	50dB
吸気口	外径 φ8mm
寸法	135(W)×268(D)×204(H) mm
質量	4.1kg
電源	100V 50/60Hz 0.7A
価格¥	39,000



※耐溶剤仕様ではございません。

 SIBATA

## SPCフィルターホルダー SUS316サポートスクリーンタイプ



### <構成部品>



### ■部品価格

No.	品目コード	品名	価格¥
①	061680-4710A	φ47mmゴムキャップ 5コ入	6,000
②	-4711	ファンネル 300mL φ47mm用	6,600
③	-4712	ファンネル 100mL (オプション) φ47mm用	6,000
④	-4731	サポートスクリーン SUS316 φ47mm用	6,000
⑤	-4741A	PTFE パッキン 10コ入 φ47mm用	1,800
⑥	-4723	SPCガラスベース SPC-29 φ47mm用	12,000
⑦	-4762	クランプ φ47mm用	3,000
⑧	047410-29A	ジョイントクランプ 29/42 10コ入	6,400
⑨	017220-291	SPC保存びん 1L SPC-29	8,000
⑲	061680-47111	ファンネル 300mL PTFEコート (オプション) φ47mm用	8,700
⑳	-47121	φ 100mL PTFEコート (オプション) φ47mm用	6,900
㉑	-4724	SPCガラスフィルターベース SPC-29 φ47mm用	16,500
㉒	-47241	φ PTFEコート (オプション) φ47mm用	19,800

\*フィルターは用途に合わせてお選びください。厚みのある紙は液がにじむ可能性があります。



### 仕様

品目コード	061630-4703	061640-4703
品名	SPCフィルターホルダーφ47mm SUS316サポートスクリーンタイプ	SPCフィルターホルダーφ47mm ガラスフィルターベースタイプ
フィルター適応サイズ	φ47mm	
ファンネル	300mL	
フィルター用ベース	SUS316	ガラスフィルター P160
SPC保存びん	1L	
価格¥	35,500	33,000

## フィルターホルダー SUS316サポートスクリーンタイプ



### <構成部品>



### ■部品価格

No.	品目コード	品名	価格¥
①	061680-4710A	φ47mmゴムキャップ 5コ入	6,000
②	-4711	ファンネル 300mL φ47mm用	6,600
③	-4712	ファンネル 100mL (オプション) φ47mm用	6,000
④	-4731	サポートスクリーン SUS316 φ47mm用	6,000
⑤	-4741A	PTFE パッキン 10コ入 φ47mm用	1,800
⑦	-4762	クランプ φ47mm用	3,000
⑲	-4721	ガラスベース φ47mm用	6,600
⑳	-4751A	シリコン栓 3コ入 φ47mm用	1,830
㉑	017800-1000	吸引ろ過びん 1L ほうけい酸ガラス-1	11,400
㉒	061680-4722	ガラスフィルターベース P160 φ47mm用	11,000
㉓	-47221	φ PTFEコート (オプション) φ47mm用	13,500
㉔	-47111	ファンネル 300mL PTFEコート (オプション) φ47mm用	8,700
㉕	-47121	φ 100mL PTFEコート (オプション) φ47mm用	6,900

\*フィルターは用途に合わせてお選びください。厚みのある紙は液がにじむ可能性があります。

### 仕様

品目コード	061630-4701	061640-4701
品名	フィルターホルダーφ47mm SUS316サポートスクリーンタイプ	フィルターホルダーφ47mm ガラスフィルターベースタイプ
フィルター適応サイズ	φ47mm	
ファンネル	300mL	
フィルター用ベース	SUS316	ガラスフィルター P160
吸引びん	1L	
価格¥	32,000	29,800

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2017年9月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

**SIBATA** 製品のご用命は…

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.  
**柴田科学株式会社**

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62  
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750  
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

170903R014B