



働き方改革サポート：エバポキャンペーン
“令和初”お助けプライスでのご提供！

ご好評につき、期間延長が決定！
~~2019年12月~~まで
2020年3月末まで

AI的?!

発泡を回避しながら、
自動運転で働いてくれる
ロータリーエバポレーター R-300



昔 **すごい手動**
熟練技術が必要



最新式 **すごい自動!**
自動化&無人運転が可能に



ロータリーエバポレーターR-300セット

インターフェース

セット A スタンダード制御/手動リフトセット (I-300付)

1Lバスタイプ(品番:11SR30011VS02)
標準価格 ¥1,160,000

キャンペーン
価格 **¥600,000**



I-300

セット B スタンダード制御/電動リフトセット (I-300付)

1Lバスタイプ(品番:11SR300211VS02)
標準価格 ¥1,200,000

キャンペーン
価格 **¥650,000**



I-300

5Lバスタイプ(品番:11SR300251VS02)
標準価格 ¥1,230,000

キャンペーン
価格 **¥690,000**

セット C 高性能制御/電動リフトセット (I-300Pro付)

5Lバスタイプ(品番:11SR300251VP02)
標準価格 ¥1,380,000

キャンペーン
価格 **¥840,000**



I-300Pro

ロータリーエバポレーター
バンドルセットの構成

R-300エバポレーター、1Lまたは5Lバス、
V-300ダイヤフラム真空ポンプ、
I-300(またはI-300Pro)インターフェースコントローラー

グラジエント
プログラム連動
もやります

※各セットの特長詳細は裏面へ

働き方改革をお手伝い！ 自動化サポートツール

フォームセンサー(オプション)

無人運転への挑戦!!

泡立ちサンプルでもエバポに付きっきりになる必要がありません!



フォームセンサー(品番:11061167)
サンプルの泡立ちを検知すると、自動で圧力を制御して泡立ちによる失敗を防止します。

標準価格 ¥100,000 ▶ **キャンペーン価格 ¥75,000**



セット A スタンダード制御/
手動リフトセット(I-300付)

セット B スタンダード制御/
電動リフトセット(I-300付)

セット C 高性能制御/
電動リフトセット(I-300Pro付)

	セットA	セットB	セットC
減圧プログラムを組みたい			✓
運転中のパラメーターを記録したい			✓
リフト位置の表示		✓	✓
リフトジャッキ	手動	電動	電動
バス温度・真空度・回転数を制御	✓	✓	✓
溶媒データベースで簡単設定	✓	✓	✓
モバイル端末で運転状況確認	✓	✓	✓
操作方法	ダイヤル式	ダイヤル式	タッチパネル

ポンプ二次コンデンサー(オプション) 溶媒の環境放出を抑止



← ポンプ二次コンデンサー(品番:11059900)

ポンプの出口に冷却コンデンサーを設置して、エバポで捕まえきれなかった溶媒を凝縮して安全に回収

標準価格 ¥160,000 ▶ **キャンペーン価格 ¥120,000**

多検体濃縮装置シンコアアナリスト

特長

ロータリーエバポレーター12台の仕事をシンコア1台で実施できます!(多検体濃縮装置)



Quality in your hands



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207

大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750

名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2019年12月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。

LINE

お得な情報・うれしい情報をお届けしています。
ぜひ、お友だち登録をお願いします。

