

科学機器年度末キャンペーン

～真空計・真空ポンプシリーズ～

新製品デジタルマノメーター DM-100S型およびドライ真空ポンプRocker300C型が新たに販売ラインナップに追加されたのを記念して、従来モデルと合わせて特別価格でご提供させていただきます。DM-100S型は乾電池式でコンパクト設計、各種真空源の監視に用いることができます。Rocker300C型は有機溶媒対応の真空ポンプで、安価で小型な点が特徴です。

対象製品価格 **15～20%OFF**

期間：2020年**3月末**まで

デジタルマノメーター DM-100S型

**20%
OFF**

キャンペーン価格

¥68,000


[通常価格 ¥85,000]



バキュームコントローラー V-303型 コントローラセット

**15%
OFF**

電磁弁ユニット小



接続
ケーブル

V-303型

キャンペーン価格

¥140,000

[通常価格 ¥165,000]



ドライ真空ポンプ Rocker 300C/300型

**15%
OFF**



Rocker 300C型 (耐溶媒仕様)

キャンペーン価格

¥58,000

[通常価格 ¥69,000]



Rocker 300型

キャンペーン価格

¥33,000

[通常価格 ¥39,000]

循環アスピレーター WJ-15/20型

**20%
OFF**

キャンペーン価格

¥52,000

[通常価格 ¥65,000]



WJ-15型



WJ-20型

■ キャンペーン対象製品

デジタルマノメーター DM-100S/20S/30S 型

20%
OFF



DM-100S型



DM-20S型



DM-30S型 (耐溶媒仕様)


品目コード	071060-1001	071060-021	071060-30
型式	DM-100S	DM-20S	DM-30S (耐溶媒仕様)
測定範囲	0 ~ 101.3 k Pa (絶対圧)	0 ~ -101.3 k Pa (ゲージ圧)	0 ~ 101.3 k Pa (絶対圧)
配管接続口	外径φ11mm× 内径φ6mm、RC1/4	外径φ10mm× 内径φ7mm	外径φ9.65mm× 内径φ4.8mm、1/4NPT
電源	単3乾電池×2本、 ACアダプター(オプション) AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
通常価格¥	85,000	90,000	110,000
キャンペーン価格¥	68,000	72,000	88,000

バキュームコントローラー V-303型 コントローラーセット

15%
OFF



V-303型 (耐溶媒仕様)



外付電磁弁ユニット小



外付電磁弁ユニット
接続ケーブル

品目コード	044460-500
型式	V-303 (本体)
測定範囲	0 ~ 1100hPa (絶対圧)
表示分解能	1hPa
真空ライン接続口	ホース継手 (外径φ9.65mm)
構成	Y字管 (三方管)、コンセントアダプター、予備ヒューズ (2A)、 外付電磁弁ユニット小 (品目コード: 044460-11)、 外付電磁弁ユニット接続ケーブル (品目コード: 044460-101)
通常価格¥	165,000
キャンペーン価格¥	140,000

ドライ真空ポンプ Rocker300C/300型

15%
OFF



Rocker 300C型 (耐溶媒仕様)



Rocker 300型

品目コード	044770-1300	044770-300
型式	Rocker 300C	Rocker 300
耐溶媒性	あり	なし
吸引口	外径φ8mm	
吐出流量	20L/min (50Hz) ・ 23L/min (60Hz)	
到達真空度	約170hPa	約110hPa
通常価格¥	69,000	39,000
キャンペーン価格¥	58,000	33,000

循環アスピレーター WJ-15/20型

20%
OFF



WJ-15型



WJ-20型

品目コード	044660-152	044660-202
型式	WJ-15	WJ-20
給排水方式	ドレインコック (φ17mm)	フレキシブルホース (φ12mm)
排気量	12 ~ 15L/min × 2本	
吸引口	ホース口ノズル 外径φ10mm × 2本	
水槽	10L	
付属品	GL14ホースノズル×2本、Y字管、コンセントアダプター、ヒューズ	
通常価格¥	65,000	65,000
キャンペーン価格¥	52,000	52,000

●取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2019年12月のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

SIBATA 製品のご用命は

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

