

期間:2020年6月末日まで

30%  
OFF

# デジフィットAUP、マクロピペット スタンダードピペット キャンペーン

STANDARD PIPETTE CAMPAIGN

様々な実験でお使いのピペットシリーズの中から最もスタンダードで使い勝手の良いデジフィットAUP、大容量で薬品の分注に最適なマクロピペットを期間限定価格でご提供!!  
国内工場で生産された高品質・高精度のピペットをお試しください。

## デジフィットAUP

- デジフィットシリーズベストセラーモデル
- オートクレーブ滅菌・UV照射が可能
- 200 $\mu$ Lタイプ以上のモデルには溶剤による腐食に対して強いセラミックプランジャーを使用

UV  
Resistance

121 $^{\circ}$ C  
20min  
Autoclavable

プッシュボタン  
ロックネジ

容量表示

ピストン

シリンダー

チップ

## マクロピペット

- 0.2~10mLに対応した大容量モデル
- 購入後5年間の保証付きで、安心してご利用いただけます
- スリム、軽量、持ちやすいデザイン

5年間保証

 SIBATA

# デジフィット AUPタイプ



UV  
Resistance

121°C  
20min  
Autoclavable

品目コード	型式	容量設定方式	分注範囲	目盛単位	精度%	再現性%	適合チップ	通常価格¥	キャンペーン価格¥
025570-02	AUP-2	デジタル 可変式	0.1~2 $\mu$ L	0.002 $\mu$ L	$\pm$ 12.0~3.0*	<6.0~1.0*	UT, UTR	<del>31,500</del>	22,000
-010	AUP-10		0.5~10 $\mu$ L	0.01 $\mu$ L	$\pm$ 4.0~1.0	<3.0~0.5	SSW, SSWR	<del>31,500</del>	22,000
-020	AUP-20		2~20 $\mu$ L	0.02 $\mu$ L	$\pm$ 5.0~1.0	<3.0~0.4	SE, SER	<del>28,500</del>	19,000
-0100	AUP-100		10~100 $\mu$ L	0.1 $\mu$ L	$\pm$ 2.0~0.8	<1.0~0.3	SE, SER	<del>28,500</del>	19,000
-0200	AUP-200		20~200 $\mu$ L	0.2 $\mu$ L	$\pm$ 1.0~0.8	<0.5~0.2	SE, SER	<del>28,500</del>	19,000
-01000	AUP-1000		100~1000 $\mu$ L	1 $\mu$ L	$\pm$ 1.0~0.7	<0.5~0.2	LG, LGR, LE, LER	<del>28,500</del>	19,000
-05000	AUP-5000		1000~5000 $\mu$ L	10 $\mu$ L	$\pm$ 1.0~0.6	<0.3~0.2	X, XR	<del>31,500</del>	22,000
-010000	AUP-10000		1~10mL	10 $\mu$ L	$\pm$ 2.0~0.4	<0.4~0.2	Z, ZR	<del>38,500</del>	26,000

\* 0.2 $\mu$ L以下での精度、再現性はサンプリング技術に影響されます。

- 付属品 ・チップ 3本 (-5000、-10000は1本)  
 ・フィルター 3コ (-1000、-5000、-10000のみ)  
 ・フィルター交換用治具 (-1000、-5000、-10000のみ)

チップ:デジフィットAUP用(キャンペーン対象外)



品目コード	型式	容量範囲 ( $\mu$ L)	パッケージ	入数	価格¥
025510-210	UT	0.1~10	バルク	1,000本	9,000
-230	UTR		ラック付チップ	96本×10ラック	13,000
-1020	SSW	0.5~10	バルク	1,000本	9,000
-1040	SSWR		ラック付チップ	96本×10ラック	11,000
-20010	SE	2~200	バルク	1,000本	8,500
-20030	SER		ラック付チップ	96本×10ラック	11,000
-100020	LE	100~1000	バルク	1,000本	8,500
-100040	LER		ラック付チップ	96本×10ラック	11,000
025050-510	X	1000~5000	バルク	200本	7,500
-520	XR		ラック付チップ	50本×2ラック	7,500
-1010	Z	1000~10000	バルク	200本	8,500
-1020	ZR		ラック付チップ	40本×2ラック	8,500



\* 025050- (X, XR, XZ, ZR) のチップには、目安となる回線目盛が入っています。

はじめまして!  
リンダです



# 分注器 マクロピペット

5年間保証




品目コード	分注範囲	目盛単位	精度%	再現性%	通常価格¥	キャンペーン価格¥
025060-01	0.2~1mL	0.1mL	$\pm$ 1	$\leq$ 1	24,000	16,000
-02	0.4~2mL	0.1mL	$\pm$ 1	$\leq$ 1	<del>24,000</del>	16,000
-05	1~5mL	0.5mL	$\pm$ 1	$\leq$ 1	<del>24,000</del>	16,000
-010	2~10mL	0.5mL	$\pm$ 1	$\leq$ 1	<del>24,000</del>	16,000

- 付属品 ・チップ2本 (025060-05、-010は1本)  
 ・グリス1コ・ピン押し(治具)1コ

チップ:マクロピペット用(キャンペーン対象外)

品目コード	適合容量	入数	価格¥
025050-11	1mL	200本	5,500
-21	2mL	200本	8,000
-510	5mL	200本	7,500
-1010	10mL	200本	8,500



●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2020年4月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

SIBATA 製品のご用命は...



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.  
**柴田科学株式会社**

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62  
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207  
 大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750  
 名古屋営業所 ☎052-263-9310

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)  
 0120-228-766 FAX: 048-933-1590