

実験室の安全対策

実験中に、びんを破損してしまうとこんな**危険性**が・・・!!

例1) ガラス破片の飛散

- ・飛んできた破片による怪我
- ・掃除中に破片に触れて怪我

例2) 薬品の流出、飛散

- ・薬品が人にかかり薬傷を起こす
- ・薬品が装置にかかって故障、発火
- ・ガス、異臭の発生

様々な機能を持つ
ガラス器具で
これらの危険性を
防ぎます!

セーフティコートねじ口びん DURAN®

ガラス表面にコーティングを施すことによって、万が一割れてしまっても破片の飛散を防ぐことができます。
研究者の安全と大切なサンプルを守る対策として活用されています。

※びん本体の材質は、ほうけい酸ガラス-1です。

特徴

- 破損時のガラス破片飛散を防止
- ポリウレタンコーティング
- 使用温度範囲: -30~+135℃
- ガラス表面を傷から保護
- 電子レンジで使用可能
- オートクレーブ対応



破損例 (セーフティコートねじ口びん)

上のQRコードを読み取ると、セーフティコートねじ口びんの動画が見られるよ!



セーフティコートねじ口びん びんのみ

品目コード	容 量	ねじ規格	入数	価格¥
017280-255A	25mL	GL-25	10	24,000
-505A	50	-32	10	24,000
-1005A	100	-45	10	24,000
-1505A	150	-45	10	25,000
-2505A	250	-45	10	30,500
-5005A	500	-45	10	32,000
-7505A	750	-45	10	38,000
-10005A	1L	-45	10	54,500
-200051	2	-45	1	13,000
-35005	3.5	-45	1	27,000
-50005	5	-45	1	37,000



セーフティコートねじ口びん 青キャップ付

品目コード	容 量	ねじ規格	入数	価格¥
017280-25A	25mL	GL-25	10	26,600
-50A	50	-32	10	28,200
-100A	100	-45	10	28,200
-150A	150	-45	10	29,200
-250A	250	-45	10	34,700
-500A	500	-45	10	36,200
-750A	750	-45	10	42,200
-1000A	1L	-45	10	58,700
-2000	2	-45	1	13,420
-3500	3.5	-45	1	27,420
-5000	5	-45	1	37,420



※017280-25A以外には液切リング (PP製) が付属します。

セーフティコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ

品目コード	容 量	ねじ規格	入数	価格¥
017290-1005A	100mL	GLS-45	10	42,000
-2505A	250	-45	10	60,000
-5005A	500	-45	10	69,500
-10005A	1L	-45	10	103,000
-20005	2	-45	1	15,500
-50005	5	-45	1	52,000



セーフティコートねじ口びん 茶かっ色 青キャップ付

品目コード	容 量	ねじ規格	入数	価格¥
017290-100A	100mL	GLS-45	10	46,200
-250A	250	-45	10	64,200
-500A	500	-45	10	73,700
-1000A	1L	-45	10	107,200
-2000	2	-45	1	15,920
-5000	5	-45	1	52,420



※液切リング (PP製) 付です。

セーフティコートねじ口びん 広口タイプ 白キャップ付

品目コード	容 量	ねじ規格	入数	価格¥
017250-4500A	500mL	GLS-80	10	113,600
-41000A	1L	-80	10	135,600
-42000	2	-80	1	16,560
-45000	5	-80	1	57,560

※液切リング (PTFE製) 付です。



セーフティコートねじ口びん 広口タイプ 青キャップ付

品目コード	容 量	ねじ規格	入数	価格¥
017250-0250A	250mL	GLS-80	10	56,000
-0500A	500	-80	10	58,000
-01000A	1L	-80	10	80,000
-02000	2	-80	1	11,000
-05000	5	-80	1	52,000

※液切リング (PP製) 付です。



ボトルキャリングシステム DURAN®

移動の際に両手が塞がってしまう大容量ボトルも、底抜けの心配なく容易に持ち運べます。また、安全に内容液を注ぐことができ、置く際にはシリコン製のサポートベース (5L、10L、20L専用) がクッションとなるので安心！丸ごとオートクレーブにかけられます。



しっかりつかめるグリップで
安全性が高く持ち運びもラク！



内容液を注ぐ際も
安全にサポート！



品目コード	品名	入数	価格¥
017310-82	ボトルキャリングシステム GL-45 2L用	1	5,600
-85	ボトルキャリングシステム GL-45 5L用	1	20,500
-810	ボトルキャリングシステム GL-45 10L用	1	24,600
-820	ボトルキャリングシステム GL-45 20L用	1	29,800

※びんは付属しません。

ユーティリティねじ口ボトル DURAN®

スリムボディで凹みがついているので**つかみ易い**、安全性と使い勝手が向上したボトルです。付属のEキャップ (PP製) は手にフィットする形状で、少ない回転数で開け閉め可能です。



持ち易く
開け易い！

特徴

- 持ち易いボディ
- 省スペース
- 開け閉めし易いキャップ
- オートクレーブ対応

品目コード	容量	ねじ規格	種類	入数	価格¥
017310-125A	125mL	GL-45	透明	4	4,800
-250A	250			4	5,400
-500A	500			4	7,800
-1000A	1L			4	10,000
017320-125A	125mL	GL-45	茶かっ色	4	15,200
-250A	250			4	18,200
-500A	500			4	20,000
-1000A	1L			4	28,000

※注ぎ口の内径は約φ30mmです。

※液切リング (PP製) 付です。

チルトボトル DURAN®

高さを抑え、**低重心で倒れにくい**形状は、クリーンベンチや安全キャビネットといった限られたスペースでも高い操作性を発揮します。



角度45°
分注作業が
ストレスフリー



特徴

- 低重心で倒れにくい
- 斜め45°に傾けても置ける
- GL-56の大きな開口部
- 開け閉めし易いキャップ
- オートクレーブ対応
- オプションのシリコン製遮光カバーをつけることによって、ガラスの破損や飛散を予防



品目コード	容量	ねじ規格	入数	価格¥
017400-500A	500mL	GL-56	4	9,600

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2021年6月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

SIBATA 製品のご利用は…



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

210600R054